

NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRASTOP pro med. Ampule roztoku

Přípravek proti zamřžování

VLASTNOSTI

ULTRASTOP pro med. je sterilní Přípravek proti zamřžování pro lékařské účely. ULTRASTOP pro med. spolehlivě zabraňuje mlžžení povrchů lékařské optiky. Povrchově aktivní látky ve speciální kombinaci tvoří na ošetřeném povrchu čirou a průhlednou vrstvu. Tento velmi tenký film zabraňuje tvorbě kapiček a tím zamřžení povrchu kondenzovanou vodní párou.

SLOŽENÍ

ULTRASTOP pro med. obsahuje kombinaci povrchově aktivních látek ve vodném roztoku s alkoholem (etanol, filtrovaná voda, < 5 % povrchově aktivních látek). Ampule obsahuje 5 ml.

OBLASTI POUŽITÍ

ULTRASTOP pro med. je sterilní prostředek proti mlžžení pro lékařskou optiku. ULTRASTOP pro med. je obzvláště vhodný pro:

- Použití v oblasti **přísně aseptické endoskopie**, která se musí provádět se sterilními přístroji v dutých orgánech a tělesných dutinách (laparoskopie, thorakoskopie, arthroscopie, atd.), a pro
- lékařské vyšetřovací zrcátka a optiku (např. ORL zrcátko, stroboskop, zubařské zrcátko, koloskop, atd.).

POKYNY PRO POUŽITÍ

ULTRASTOP pro med. je určen pro použití kvalifikovanými lékařskými pracovníky.

- **Přísně aseptické použití**

Roztrhněte sáček na okraji perforace, v případě potřeby můžete pak s lahvičkou sterilně manipulovat. Nepoužívejte obsah láhve, když je krytka poškozená, protože v tomto případě již možná není zaručena sterilita roztoku!

Není určeno pro opakované použití! Otevřenou lahvičku ihned spotřebujte!

- **Nanášení roztoku**

Použití u ručních přístrojů (jako např. stroboskopy, ruční endoskopy atd.):

Lahvičku ULTRASTOP pro med. otevřete odšroubováním krytky a obsah nakapejte na vhodnou podložku. Optiku ručního přístroje důkladně otáčejte v dobře navlhčené houbičce, aby se navlhčila. Nechejte krátce působit a po odpaření popřípadě mírně otřete sterilní gázou bez vláken.

Použití u stojících přístrojů, které jsou pevně namontovány nebo s nimi nelze snadno manipulovat:

Lahvičku ULTRASTOP pro med. otevřete odšroubováním krytky a obsah nakapejte na sterilní gázu bez vláken. Navlhčenou gázou důkladně smočte ošetřovaný povrch. Nechejte krátce působit a po odpaření popřípadě mírně otřete sterilní gázou bez vláken.

ULTRASTOP pro med. se při správném použití nerozmazává, ale pokud je nanesen v příliš silné vrstvě, může se povrch jevit trochu zakalený. V tomto případě doporučujeme povrch vyčistit destilovanou vodou nebo sterilní gázou a provést nové ošetření, jak je popsáno výše.

- **Doba účinku a použité množství**

Doba účinku se může značně měnit podle použitých přístrojů, ošetřovaných tělesných dutin, případného znečištění čoček krví nebo tkáněmi. Použití se může opakovat tak často, jak je v průběhu zásahu/vyšetření potřeba, přičemž je nutno dodržovat výše uvedený návod k použití.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

ULTRASTOP pro med. je určen pro použití na skle a plastech. Pokud jsou tyto materiály již pokryty nějakou vrstvou nebo máte pochybnosti o odolnosti materiálu, obraťte se na příslušného výrobce nebo prodejce ošetřovaného předmětu.

VAROVÁNÍ

- Není určeno pro injekce! Snadno se vznítí!
- Udržujte mimo dosah dětí!

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ

- Neskladujte při teplotě nad 25 °C.
- Vyžaduje ochranu proti světlu.

TRVANLIVOST

ULTRASTOP pro med. má při správném skladování trvanlivost do data uvedeného na skládacím kartonu a etiketě. Datum trvanlivosti se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.

Trvanlivost po otevření:

Není určeno pro opakované použití! Otevřenou lahvičku ihned spotřebujte!

PRODEJNÍCH VARIANTÁCH

Roztok ULTRASTOP pro med. Roztok, láhev 30 ml k propíchnutí
Roztok ULTRASTOP pro med. Ampule roztoku: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Ampule roztoku (Clinic)

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Symbyly uvedené na etiketě láhve a skládací krabici mají tento význam:



Výrobce



Číslo položky



Označení šarže



Použitelnost do



Dodržujte návod k použití!



Sterilizováno aseptickým postupem



Při poškozeném balení nepoužívat



Není určeno pro opakované použití!



Neskladovat při teplotě nad 25 °C



Vyžaduje ochranu proti světlu



Není určeno pro injekce! Snadno se vznítí!

Výrobce: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vídeň – AT

0123

Distributor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Vídeň – AT



Stav informace: září 2021