

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ULTRASTOP pro med. Μονοδοσικό διάλυμα****Αντιθαμβωτικό υγρό****ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Το ULTRASTOP pro med. είναι ένα στείρο αντιθαμβωτικό υγρό για ιατροτεχνολογικούς φακούς. Το ULTRASTOP pro med. αποτρέπει αξιόπιστα το θάμπωμα των επιφανειών των ιατροτεχνολογικών φακών. Χάρη στις ειδικά συνδυασμένες επιφανειοδραστικές ουσίες εξασφαλίζει καθαρή ορατότητα μέσα από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Το ιδιαίτερα λεπτό φιλμ εμποδίζει τη δημιουργία σταγονιδίων και κατά συνέπεια το θάμπωμα της επιφάνειας που οφείλεται στους συμπτυκνωμένους υδρατμούς.

**ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

Το ULTRASTOP pro med. περιέχει έναν συνδυασμό επιφανειοδραστικών ουσιών σε ένα αλκοολούχο υδατικό διάλυμα (αιθανόλη, απιονισμένο νερό, < 5 % επιφανειοδραστικές ουσίες).

Μία μονή δόση περιέχει 5 ml.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Το ULTRASTOP pro med. είναι ένα στείρο αντιθαμβωτικό υγρό για ιατροτεχνολογικούς φακούς. Το ULTRASTOP pro med. ενδείκνυται ιδίως για:

- χρήση στον τομέα της **αυστηρά ασηπτικής ενδοσκοπησης**, η οποία πρέπει να διεξαχθεί με στείρες συσκευές σε κοίλα όργανα και σωματικές κοιλότητες (π.χ. λαπαροσκοπήσεις, θωρακοσκοπήσεις, αρθροσκοπήσεις, κ.λπ.), καθώς και για
- ιατροτεχνολογικούς καθρέπτες εξέτασης και φακούς (π.χ. λαρυγγικοί και άνω φαρυγγικοί καθρέπτες, στροβοσκόπια, οδοντιατρικούς καθρέπτες, κολονοσκόπια, κ.λπ.).

**ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Το ULTRASTOP pro med. προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένο ιατροτεχνολογικό προσωπικό.

**• Αυστηρά ασηπτική χρήση**

Σκίστε τη σακούλα στο διάτρητο σημείο, εάν απαιτείται μπορείτε έπειτα να μεταχειριστείτε το φιαλίδιο με στείρο τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο του φιαλιδίου εάν έχει υποστεί ζημιά το καπάκι διότι σε αυτήν την περίπτωση η στεριότητα του διαλύματος δεν είναι πλέον εγγυημένη.

Δεν επαναχρησιμοποιείται! Χρησιμοποιείτε άμεσα το περιεχόμενο των ανοιχτών φιαλιδίων!

**• Εφαρμογή του διαλύματος**

Εφαρμογή σε συσκευές χειρός (όπως π.χ. σε στροβοσκόπια, ενδοσκόπια χειρός κ.λπ.):

ULTRASTOP pro med.-Ανοίξτε το φιαλίδιο ξεβιδώνοντας το καπάκι και στάξτε το περιεχόμενο σε μια κατάλληλη επιφάνεια. Για την εφαρμογή, γυρίστε το φακό της συσκευής χειρός στο καλά νοτισμένο σφουγγαράκι. Αφήστε να δράσει για λίγο και μόλις εξατμιστεί σκουπίστε απαλά, εάν απαιτείται, με στείρα γάζα που δεν αφήνει χνούδια.

Εφαρμογή σε επιδαπέδιες συσκευές, οι οποίες είναι σταθερά συναρμολογημένες ή μετακινούνται με δυσκολία: ULTRASTOP pro med. Ανοίξτε το φιαλίδιο ξεβιδώνοντας το καπάκι και στάξτε το περιεχόμενο σε στείρα γάζα που δεν αφήνει χνούδι. Εφαρμόστε το υγρό σκουπίζοντας την επιφάνεια προς επεξεργασία με τη νοτισμένη γάζα. Αφήστε να δράσει για λίγο και μόλις εξατμιστεί σκουπίστε απαλά, εάν απαιτείται, με στείρα γάζα που δεν αφήνει χνούδια.

Το ULTRASTOP pro med. δεν δημιουργεί μουτζούρες όταν χρησιμοποιείται σωστά, ωστόσο εάν εφαρμοστεί μεγάλη ποσότητα ενδέχεται η επιφάνεια να έχει θαμπή όψη. Σε αυτήν την περίπτωση συνίσταται ο καθαρισμός της επιφάνειας με απιονισμένο νερό ή στείρα γάζα και η εκ νέου εφαρμογή διαλύματος όπως περιγράφεται παραπάνω.

**• Διάρκεια προσκόλλησης και ποσότητα εφαρμογής**

Η διάρκεια προσκόλλησης διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται, τη σωματική κοιλότητα, τις πιθανές ακαθαρσίες από αίμα ή ιστό στο φακό. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές απαιτείται κατά την επέμβαση/εξέταση λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω υποδείξεις εφαρμογής.

**ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Το ULTRASTOP pro med. ενδείκνυται για εφαρμογή σε γυαλί και συνθετικά υλικά. Εάν τα υλικά αυτά έχουν ήδη επικαλυφθεί ή υπάρχει αμφιβολία για την ανθεκτικότητα ενός υλικού, επικοινωνήστε με τον εκάστοτε κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο του αντικείμενου προς επεξεργασία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Όχι για έγχυση! Εύφλεκτο!
- Φυλάσσετε μακριά από παιδιά!

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

- Να μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 25 °C.
- Να προστατεύεται από το φως.

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Εφόσον αποθηκευτεί σωστά, το ULTRASTOP pro med. διατηρείται έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο χαρτοκιβώτιο ή στην ετικέτα. Η ημερομηνία λήξης αφορά την τελευταία ημέρα του αναγραφόμενου μήνα.

*Χρόνος διατήρησης μετά το άνοιγμα:*

Δεν επαναχρησιμοποιείται! Χρησιμοποιείτε άμεσα το περιεχόμενο των ανοιχτών φιαλιδίων!

**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ**

**ULTRASTOP pro med.** Διάλυμα, φιαλίδιο 30 ml

**ULTRASTOP pro med.** Μονοδοσικό διάλυμα 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Μονοδοσικό διάλυμα (κλινικό)

**ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα του φιαλιδίου και στο χαρτοκιβώτιο σημαίνουν τα εξής:



Παρασκευαστής



Αριθμός προϊόντος



Αριθμός παρτίδας



Ανάληψη έως



Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης!



Αποστειρωμένο με ασηπτική μέθοδο



Μην χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευασία



Δεν επαναχρησιμοποιείται!



Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασίες πάνω από 25 °C



Να προστατεύεται από το φως.



Όχι για έγχυση! Εύφλεκτο!

**Κατασκευάστρια εταιρεία:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH, LeystraÙe 129, 1200 Βιέννη – ΑΤ

**Διανομή:** SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Βιέννη – ΑΤ

Ενημέρωση από: Σεπτέμβριος 2021

CE 0123

STERILE A

USTP