

## KÄYTTÖOHJEET

**ULTRASTOP pro med. Liuos Monodose****Huurtumisenestoaine****OMINAISUUDET**

ULTRASTOP pro med. on steriili huurtumisenestoaine lääketieteellisille optiikoille.

ULTRASTOP pro med. estää luotettavasti lääketieteellisten optiikkojen pintojen huurtumisen. Pinta-aktiiviset aineet muodostavat erityisessä yhdistelmässä kirkkaan ja läpinäkyvän kerroksen käsitellyille pinoille. Tämä hyvin ohut kalvo estää pisaroiden muodostamisen ja siten pinnan huurtumisen tiivistyneen vesihöyryn vuoksi.

**AINESOSAT**

ULTRASTOP pro med. sisältää pinta-aktiivisten aineiden yhdistelmän alkoholi-vesi-matriisissa (etanoli, puhdistettu vesi, <5 % pinta-aktiivisia aineita).

Monodose-annos sisältää 5 ml.

**SOVELLUSALUEET**

ULTRASTOP pro med. on steriili huurtumisenestoaine lääketieteellisille optiikoille. ULTRASTOP pro med. soveltuu erityisesti seuraaville:

- tutkimukset **ehdottoman aseptisen endoskopian** alalla, joka on suoritettava steriileillä laitteilla ontoissa elimissä ja kehon onteloissa (esim. laparoskopiat, thorakoskopiat, artroskopiat jne.) sekä
- lääketieteelliset tutkimuspeilit ja optiikat (esim. kurkunpään ja epifaryngealiset peilit, stroboskoopit, hammaslääketieteelliset peilit, koloskoopit jne.).

**OHJEITA KÄYTTÖÖN**

ULTRASTOP pro med. on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

- **Ehdottoman aseptinen käyttö**

Repäise pussi auki reunan rei'ityksestä, minkä jälkeen pullo voidaan tarvittaessa käsitellä steriilisti. Älä käytä pullon sisältöä, jos korkki on vaurioitunut, sillä tässä tapauksessa liuoksen steriiliys ei mahdollisesti ole enää taattu.

Ei uudelleenkäytettäväksi! Käytä avatut pullot välittömästi!

- **Liuoksen**

Käyttö käsikäyttöisten laitteiden kanssa (kuten esim. stroboskoopit, käsikäyttöiset endoskoopit jne.):

Avaa ULTRASTOP pro med. -pullo kiertämällä korkki auki ja tiputa sisältö sopivalle alustalle. Käännä käsikäyttöisen laitteen optiikkaa huolellisesti hyvin kostutetussa sienessä, jotta se peittyi liuokseen. Anna vaikuttaa lyhyen ajan, ja haihtumisen jälkeen kiillota tarvittaessa hellävaraisesti steriilillä, nukkaamattomalla sideharsolla.

Käyttö seisovien laitteiden kanssa, jotka on asennettu pysyvästi tai joita on vaikea liikutella:

Avaa ULTRASTOP pro med. -pullo kiertämällä korkki auki ja tiputa sisältö steriilille, nukkaamattomalle sideharsolle. Kostuta käsiteltävä pinta huolellisesti kostutetulla sideharsolla. Anna vaikuttaa lyhyen ajan, ja haihtumisen jälkeen kiillota tarvittaessa hellävaraisesti steriilillä, nukkaamattomalla sideharsolla.

Sitä oikein käytettäessä ULTRASTOP pro med. ei tahriudu, mutta jos sitä levitetään liian paksusti, pinta voi näyttää hieman samealta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa puhdistaa pinta tislattulla vedellä tai steriilillä sideharsolla ja käsitellä se sitten uudelleen edellä mainitulla tavalla.

- **Tartunnan kesto ja käyttömäärä**

Tartunnan kesto voi vaihdella suuresti riippuen käytetyistä laitteista, hoidettavasta kehon ontelosta ja linssin mahdollisesta veren tai kudoksen aiheuttamasta saastumisesta. Käyttö voidaan toistaa edellä mainittujen soveltamisohjeiden mukaisesti niin monta kertaa kuin on tarpeen menettelyn/tutkimuksen aikana.

**ERITYISOHJEITA TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN**

ULTRASTOP pro med. soveltuu käytettäväksi lasiin ja muoviin. Jos nämä materiaalit ovat jo päällystettyjä tai jos sinulla on epäilyksiä jonkin materiaalin kestävydestä, ota yhteyttä käsiteltävän esineen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

**VAROITUKSET**

- Ei ruiskutettavaksi! Helposti syttyvä!
- Säilytä lasten ulottumattomissa!

**VARASTOINTIOHJEET**

- Älä säilytä yli 25 °C:n lämpötilassa.
- Suojattava valolta.

**SÄILYVYYS**

ULTRASTOP pro med. säilyy sitä oikein säilytettäessä taittopakkauksessa ja etiketissä ilmoitettuun viimeiseen käyttöpäivään asti. Viimeinen käyttöpäivä on ilmoitetun kuukauden viimeinen päivä.

*Säilyvyys avaamisen jälkeen:*

Ei uudelleenkäytettäväksi! Käytä avatut pullot välittömästi!

**KAUPALLISET MUODOT**

**ULTRASTOP pro med.** Liuos, 30 ml injektipullo

**ULTRASTOP pro med.** Liuos Monodose: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Liuos Monodose (Clinic)

**MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA**

Pullon etiketissä ja taittopakkauksessa olevilla symboleilla on seuraavat merkitykset:



Valmistaja



Tuotenumero



Erän nimitys



Viimeinen käyttöpäivä



Noudata käyttöohjeita!



Steriloitu aseptisin menetelmin



Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut



Ei uudelleenkäytettäväksi!



Älä säilytä yli 25 °C:n lämpötilassa



Suojattava valolta



Ei ruiskutettavaksi! Helposti syttyvä!

**Valmistaja:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT

CE 0123

**Jälleenmyyjä:** SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wien – AT



Tietojen päivitys: syyskuu 2021