

NOTICE D'UTILISATION

ULTRASTOP pro med. Solution monodose

Produit antibuée

PROPRIÉTÉS

ULTRASTOP pro med. est un produit antibuée stérile pour les appareils optiques médicaux. ULTRASTOP pro med. prévient de façon fiable la formation de buée sur les surfaces des instruments optiques médicaux. Combinées de façon spécifique, les substances à effet de surface forment une couche claire et transparente sur les surfaces traitées. Ce film fin a pour effet de prévenir la formation de gouttelettes et, par conséquent, d'empêcher que les surfaces ne se couvrent de buée due à de la vapeur d'eau condensée.

COMPOSANTS

ULTRASTOP pro med. contient une combinaison de substances à effet de surface dans une solution hydroalcoolique (éthanol, eau purifiée, < 5 % de substances tensioactives). Une monodose contient 5 ml.

DOMAINES D'UTILISATION

ULTRASTOP pro med. est un produit antibuée stérile pour les appareils optiques médicaux. ULTRASTOP pro med. est en particulier indiqué pour :

- une utilisation dans le domaine de l'**endoscopie strictement aseptique** qui doit se faire dans des cavités corporelles avec des appareils stérilisés (par ex. laparoscopies, thorascopies, arthroscopies, etc.) ainsi que
- tous les types de miroirs et instruments optiques médicaux d'examen (par ex. laryngoscopes et rhinopharyngoscopes, stroboscopes, miroirs dentaires, coloscopes, etc.).

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

ULTRASTOP pro med. est indiqué pour une utilisation par un personnel médical spécialisé.

- **Utilisation strictement aseptique**

Ouvrir le sachet le long de la ligne perforée. Si nécessaire, manipuler le flacon dans des conditions stériles. Ne pas utiliser le contenu du flacon si le capuchon est endommagé : la stérilité de la solution n'est plus garantie !

Ne pas réutiliser ! Utiliser immédiatement tout flacon ouvert !

- **Application de la solution**

Utilisation sur des appareils manuels (stroboscopes, endoscopes manuels, etc.) :

Ouvrir le flacon ULTRASTOP pro med. en dévissant le capuchon et verser quelques gouttes du contenu sur un support adéquat. Frotter soigneusement la partie optique de l'appareil manuel avec l'éponge bien imbibée. Laisser agir brièvement et, après évaporation, essuyer doucement avec une gaze stérile qui ne s'effiloche pas.

Utilisation sur des appareils fixes montés de manière fixe ou difficilement manœuvrables :

ULTRASTOP pro med. Ouvrir le flacon en dévissant le capuchon et verser quelques gouttes du contenu sur une gaze stérile qui ne s'effiloche pas. Nettoyer soigneusement la surface à traiter avec la gaze imbibée. Laisser agir brièvement et, après évaporation, essuyer doucement avec une gaze stérile qui ne s'effiloche pas.

ULTRASTOP pro med. n'a pas d'effet graissant en cas d'application correcte ; la surface peut toutefois paraître un peu trouble si la couche appliquée est trop épaisse. Le cas échéant, il est recommandé de procéder à un nettoyage de la surface avec de l'eau distillée ou une gaze stérile et de réitérer le traitement comme indiqué ci-dessus.

- **Durée d'adhérence et quantité appliquée**

La durée d'adhérence peut varier fortement en fonction des appareils utilisés, des cavités examinées, d'une salissure éventuelle de la lentille due au sang ou aux tissus. L'application peut être répétée aussi souvent que nécessaire au cours de la procédure/de l'examen, en suivant les instructions d'utilisation ci-dessus.

CONSIGNES SPÉCIALES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

ULTRASTOP pro med. est indiqué pour une utilisation sur le verre et sur les matières plastiques. Si ces matériaux possèdent un revêtement ou en cas de doute sur la résistance d'un matériau, veuillez vous adresser au fabricant ou au revendeur de l'objet à traiter.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas injecter ! Facilement inflammable !
- Tenir hors de la portée des enfants !

CONDITIONS DE CONSERVATION

- Ne pas conserver à plus de 25 °C.
- Protéger de la lumière.

DURÉE DE CONSERVATION

S'il est conservé correctement, ULTRASTOP pro med. peut être utilisé jusqu'à la date de péremption indiquée sur la boîte et l'étiquette. La date d'expiration se rapporte au dernier jour du mois indiqué.

Conservation après ouverture :

Ne pas réutiliser ! Utiliser immédiatement tout flacon ouvert !

FORMES COMMERCIALES

ULTRASTOP pro med. Solution, flacon à percer de 30 ml (stérile)

ULTRASTOP pro med. Solution monodose (stérile) : 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Solution monodose (Clinic)

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

Les symboles sur l'étiquette du flacon et l'emballage en carton ont les significations suivantes :



Fabricant



Référence article



Désignation du lot



Utilisable jusqu'à



Respecter la notice d'utilisation !



Stérilisé par processus aseptique



Ne pas utiliser en cas d'emballage endommagé



Ne pas réutiliser !



Ne pas conserver à plus de 25 °C



Protéger de la lumière



Ne pas injecter ! Facilement inflammable !

Fabricant : MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vienne – AT

CE 0123

Distribution : SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Vienne – AT

STERILE A

Dernière mise à jour : février 2021

USTP-0005-BP-05