

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**ULTRASTOP pro med. Egyadagos oldat**

Páramentesítő szer

**TULAJDONSÁGOK**

Az ULTRASTOP pro med. steril páramentesítő szer orvosi optikai eszközökhöz.

Az ULTRASTOP pro med. megbízhatóan megakadályozza az orvosi optikai eszközök párasodását. A felületaktív anyagok speciális kombinációja tiszta és átlátszó réteget képez a kezelt felületeken. Ez a nagyon vékony filmréteg megakadályozza a cseppképződést és ezáltal gátolja a lecsapódó vízgőz okozta párasodást a felületeken.

**ÖSSZETÉTEL**

Az ULTRASTOP pro med. felületaktív anyagok kombinációját tartalmazza alkoholos-vizes mátrixban (etanol, tisztított víz, < 5% felületaktív anyag).

Egy adag 5 ml-t tartalmaz.

**ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

Az ULTRASTOP pro med. steril páramentesítő szer orvosi optikai eszközökhöz. Az ULTRASTOP pro med. különösen alkalmas az alábbi célokra:

- **szigorúan aszeptikus endoszkópia** során, amelyet steril eszközökkel kell végrehajtani üregek szervekben és testüregekben (például laparoszkópia, torakoszkópia, artroszkópia stb.), valamint
- orvosi vizsgálótükrök és optikai eszközök (például gége- és epypharynx tükrök, stroboszkópok, fogorvosi tükrök, koloszkópok stb.).

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Az ULTRASTOP pro med. egészségügyi szakdolgozók általi használatra készült.

- **Szigorúan aszeptikus használat**

Tépje fel a tasakot a perforáció mentén, szükség esetén a fiolákat steril módon lehet kezelni. Ne használja a fiola tartalmát, ha a kupak sérült, mert ebben az esetben előfordulhat, hogy az oldat már nem steril!

Tilos újra felhasználni! A felnyitott fiolákat azonnal használja fel!

- **Az oldat felvétele**

Kézi eszközökön történő használat (például stroboszkópok, kézi endoszkópok stb.):

Nyissa ki a fiolát a kupak lecsavarásával, és csepegtesse annak tartalmát a megfelelő felületre. A kézi eszköz optikáját a benedvesítéshez alaposan forgassa meg egy jól átítatott szivacsban. Hagyja rövid ideig hatni, majd elpárolgás után esetleg polírozza utána finoman steril, nem foszló gézlappal.

Alkalmazása rögzített vagy nehezen manőverezhető álló eszközökön:

Nyissa ki az ULTRASTOP pro med. fiolát a kupak lecsavarásával, és csepegtesse annak tartalmát steril, nem foszló gézlapra. A kezelendő felületet alaposan nedvesítse meg az átítatott gézzel. Hagyja rövid ideig hatni, majd elpárolgás után esetleg polírozza utána finoman steril, nem foszló gézlappal.

Az ULTRASTOP pro med. helyes alkalmazás esetén nem hagy nyomot, de ha túl vastagon viszik fel a felületre, akkor kissé homályosnak tűnhet. Ebben az esetben ajánlott a felületet desztillált vízzel vagy steril gézlappal megtisztítani, és a fent leírtak szerint újra kezelni.

- **Tapadási időtartam és felhasználási mennyiség**

A tapadási időtartam a felhasznált eszközöktől, a kezelt testüregektől, a lencse vérrel vagy szövetrel való esetleges szennyeződésétől függően nagyban változhat. Az alkalmazás a fenti alkalmazási tudnivalók betartásával a beavatkozás/vizsgálat alatt szükséges gyakorisággal ismételtető.

**A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK**

Az ULTRASTOP pro med. üvegen és műanyagban alkalmazható. Ha az anyagok már bevonattal vannak ellátva, vagy az anyag kompatibilitása kétséges, akkor forduljon a kezelni kívánt tárgyak mindenkori gyártójához vagy forgalmazójához.

**FIGYELMEZTETÉSEK**

- Nem injekcióhoz való! Tűzveszélyes!
- Gyermekektől elzárt helyen tárolandó!

**TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK**

- Ne tárolja 25 °C feletti hőmérsékleten.
- Fényvédett helyen tárolandó.

**ELTARTHATÓSÁG**

Az ULTRASTOP pro med. előírászerű tárolás esetén a kartondobozon és a címkén feltüntetett lejárati dátumig eltartható. A lejárati dátum a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

*Felbontás utáni eltarthatóság:*

Tilos újra felhasználni! A felnyitott fiolákat azonnal használja fel!

**KERESKEDELMI KISZERELÉSEK**

**ULTRASTOP pro med.** Oldat, 30 ml-es injekciós üveg

**ULTRASTOP pro med.** Egyadagos oldat: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Egyadagos oldat (klinikai)

**TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK**

A palack címkéjén és a kartondobozon feltüntetett szimbólumok jelentése:



Gyártó



Cikkszám



Tételmegnevezés



Felhasználható



Vegye figyelembe a használati utasítást!



Aszeptikus eljárásokkal sterilizálva



Ha a csomagolás sérült, ne használja



Tilos újra felhasználni!



Ne tárolja 25 °C feletti hőmérsékleten



Fényvédett helyen tárolandó



Nem injekcióhoz való! Tűzveszélyes!

**Gyártó:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Bécs – AT

CE 0123

**Forgalmazó:** SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Bécs – AT



A információ állapota: 2021. szeptember