

## ISTRUZIONI PER L'USO

**ULTRASTOP pro med. Soluzione monodose**

Antiappannante

**CARATTERISTICHE**

ULTRASTOP pro med. è un prodotto antiappannamento sterile per ottiche medicali. ULTRASTOP pro med. previene l'appannamento delle superfici di ottiche medicali in modo affidabile. Sostanze superficialmente attive in una speciale combinazione formano uno strato limpido e trasparente sulle superfici trattate. Questo film ultrasottile agisce in modo tale da impedire la formazione di goccioline e di conseguenza l'appannamento della superficie per effetto del vapore acqueo condensato.

**COMPONENTI**

ULTRASTOP pro med. contiene una combinazione di sostanze superficialmente attive in una matrice idroalcolica (etanolo, acqua depurata, < 5% sostanze superficialmente attive). Una monodose contiene 5 ml.

**CAMPI DI APPLICAZIONE**

ULTRASTOP pro med. è un prodotto antiappannamento sterile per ottiche medicali. ULTRASTOP pro med. è indicato principalmente per:

- l'uso nel campo della **endoscopia rigorosamente asettica**, che deve essere eseguita con apparecchiature sterili in organi cavi e cavità corporee (es. laparoscopi, torascopi, artroscopi, ecc.), e per
- specchietti per uso diagnostico e ottiche medicali (es. specchietti laringei ed epifaringei, stroboscopi, specchietti odontoiatrici, coloscopi, ecc.).

**INDICAZIONI PER L'USO**

ULTRASTOP pro med. è previsto per l'uso da parte di personale medico specializzato.

- **Uso rigorosamente asettico**

Strappare il sacchetto lungo il bordo perforato, all'occorrenza poi si potrà maneggiare il flaconcino come sterile. Non utilizzare il contenuto del flaconcino se il cappuccio è danneggiato, perché in tal caso potrebbe non essere più garantita la sterilità della soluzione.

Non idoneo per il riutilizzo! Consumare immediatamente il contenuto dei flaconcini aperti!

- **Applicazione della soluzione**

Uso su strumenti manuali (ad es. stroboscopi, endoscopi manuali, ecc.):

Aprire il flaconcino di ULTRASTOP pro med. ruotando il cappuccio e far gocciolare il contenuto su una base adatta. Rigrinare accuratamente nella spugnetta ben inumidita la parte ottica dell'apparecchio per bagnarla. Lasciar agire brevemente e, dopo l'evaporazione, eventualmente strofinare con delicatezza con una garza sterile che non si sfilaccia.

Uso su apparecchi con base di appoggio a pavimento, montati in modo fisso o difficilmente manovrabili: Aprire il flaconcino ULTRASTOP pro med. ruotando il cappuccio e far gocciolare il contenuto su garza sterile che non si sfilaccia. Con la garza inumidita bagnare bene la superficie da trattare. Lasciar agire brevemente e, dopo l'evaporazione, eventualmente strofinare con delicatezza con una garza sterile che non si sfilaccia.

ULTRASTOP pro med. non unge se applicato correttamente, tuttavia la superficie potrebbe apparire offuscata se lo strato applicato è troppo spesso. In tal caso si consiglia di pulire la superficie con acqua distillata o con una garza sterile e di eseguire nuovamente il trattamento come descritto sopra.

- **Durata dell'adesività e quantità da applicare**

La durata dell'adesività può variare molto in base alle apparecchiature impiegate, alla cavità corporea trattata, all'eventuale imbrattamento della lente con sangue o tessuto. L'applicazione nel rispetto delle

istruzioni d'uso sopra riportate può essere ripetuta quante volte necessario durante l'intervento o l'ispezione.

**INDICAZIONI PARTICOLARI PER L'USO SICURO**

ULTRASTOP pro med. è idoneo per l'uso su vetro e plastica. Qualora questi materiali abbiano già uno strato di rivestimento o sussistano dubbi sulla resistenza di un certo materiale, rivolgersi al produttore o al distributore dell'oggetto da trattare.

**AVVERTENZE**

- Non idoneo per iniezione! Facilmente infiammabile!
- Conservare fuori dalla portata dei bambini!

**INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

- Non conservare al di sopra di 25 °C.
- Proteggere dalla luce.

**CONSERVABILITÀ**

Se conservato correttamente, ULTRASTOP pro med. si conserva fino alla data di scadenza indicata sulla scatola pieghevole e sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese indicato.

*Conservabilità dopo l'apertura:*

Non idoneo per il riutilizzo! Consumare immediatamente il contenuto dei flaconcini aperti!

**FORME COMMERCIALI**

**ULTRASTOP pro med.** Soluzione, 30 ml flacone trasparente

**ULTRASTOP pro med.** Soluzione monodose: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Soluzione monodose (Clinic)

**ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI**

I simboli presenti sull'etichetta del flacone e sulla scatola pieghevole hanno il seguente significato:



Produttore



Codice articolo



Denominazione del lotto



Da utilizzare entro



Seguire le istruzioni per l'uso!



Sterilizzato con tecnologia asettica



Non utilizzare se la confezione è danneggiata



Non idoneo per il riutilizzo!



Non conservare al di sopra di 25 °C



Proteggere dalla luce



Non idoneo per iniezione! Facilmente infiammabile!

**Produttore:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vienna – AT

CE 0123

**Distribuzione:** SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Vienna – AT



Informazione aggiornata: settembre 2021