

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ULTRASTOP pro med. Vienos dozės tirpalas

Priemonė nuo rasojimo

SAVYBĖS

ULTRASTOP pro med. – tai sterili, medicininei optikai skirta priemonė nuo rasojimo.

ULTRASTOP pro med. patikimai apsaugo medicininės optikos paviršius nuo rasos atsiradimo. Specialus paviršių veikiančių medžiagų derinys ant apdoroto paviršiaus suformuoja skaidrų sluoksnį. Ši ypač plona plėvelė apsaugo paviršius, kad neatsirastų lašelių bei rasos dėl susikondensavusių vandens garų.

SUDĖTIS

ULTRASTOP pro med. sudėtyje yra paviršių veikiančių medžiagų derinys alkoholio ir vandens terpėje (etanolis, išgrynintas vanduo, <5 % paviršių veikiančių medžiagų). Viena dozė yra 5 ml.

NAUDOJIMO SRITYS

ULTRASTOP pro med. – tai sterili, medicininei optikai skirta priemonė nuo rasojimo. ULTRASTOP pro med. skirtas:

- naudoti **griežtai sterilios endoskopijos** srityje, kai sterilūs prietaisai įvedami į kūno ertmes (pvz., laparoskopai, torakoskopai, artroskopai ir pan.), taip pat
- medicininiams apžiūros veidrodėliams ir optikai (pvz., gerklų ir nosiaryklės veidrodėliams, stroboskopams, odontologiniams veidrodėliams, koloskopams ir pan.).

NURODYMAI DĖL NAUDOJIMO

ULTRASTOP pro med. specialiai išmokytas sveikatos priežiūros srities personalas.

- **Griežtai sterilus naudojimas**

Atplėškite maišelio perforuotą kraštą, tada buteliuką prireikus galima tvarkyti steriliomis sąlygomis. Buteliuke esančio turinio nenaudokite, jeigu pažeistas dangtelis, nes tokiu atveju, tirpalas gali būti nesterilus.

Negalima naudoti antrą kartą! Atidarę buteliuką, sunaudokite iš karto!

- **Padengimas tirpalu**

Naudojimas su rankiniais prietaisais (pvz., stroboskopais, rankiniais endoskopais ir pan.):

Atsukite ULTRASTOP pro med. buteliuko dangtelį ir jo turinį užlašinkite ant tinkamo paviršiaus. Gerai sudrėkintą kempinėle kruopščiai apdorokite rankinio prietaiso optiką, kad padengtumėte ją tirpalu. Trumpai leiskite įsigerti ir, jei reikia, išgaravus švelniai trinkite sterilia marle be pūkų.

Naudokite su ant grindų stovinčiais prietaisais, kurie yra stacionariai sumontuoti arba kuriuos sunku manevruoti:

ULTRASTOP pro med. Atsukite buteliuko dangtelį ir jo turinį užlašinkite ant sterilios marlės be pūkų. Sudrėkinta marle kruopščiai apdorokite atitinkamą paviršių, kad padengtumėte jį tirpalu. Trumpai leiskite įsigerti ir, jei reikia, išgaravus švelniai trinkite sterilia marle be pūkų.

ULTRASTOP pro med. tinkamai naudojant netepa; tačiau uždėjus per daug priemonės, paviršius gali atrodyti šiek tiek neskaidrus. Tokiu atveju rekomenduojama paviršių nuvalyti distiliuotu vandeniu arba sterilia marle ir iš naujo apdoroti taip, kaip nurodyta pirmiau.

- **Panaudojimo trukmė ir naudojamas kiekis**

Naudojimo trukmė gali labai skirtis atsižvelgiant į naudojamą įrangą, apžiūrimą kūno ertmę ir bet kokio lęšio užteršimą krauju arba audiniais. Procedūros / tyrimo metu padengimą tirpalu galima kartoti tiek kartų, kiek reikia, atsižvelgiant į ankščiau pateiktas naudojimo instrukcijas.

YPATINGI NURODYMAI DĖL SAUGAUS NAUDOJIMO

ULTRASTOP pro med. skirtas naudoti ant stiklo ir plastikų. Jei šios medžiagos jau yra padengtos arba abejojate dėl medžiagos atsparumo, kreipkitės į apdorojamo prietaiso gamintoją arba pardavėją.

PERSPĖJIMAI

- Negalima naudoti injekcijoms! Lengvai užsiliepsnojantis!
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!

LAIKYMO SĄLYGOS

- Laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje.
- Būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių!

GALIOJIMAS

Tinkamomis sąlygomis ULTRASTOP pro med. galima naudoti iki ant pakuotės ir etiketės pažymėto galiojimo laiko pabaigos. Galiojimo laiko pabaiga – tai paskutinė nurodyto mėnesio diena.

Galiojimas po atidarymo:

Negalima naudoti antrą kartą! Atidarę buteliuką, sunaudokite iš karto!

PRODUKTO FORMOS

ULTRASTOP pro med. Tirpalas, 30 ml skaidrus buteliukas

ULTRASTOP pro med. Vienos dozės tirpalas: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Vienos dozės tirpalas (Clinic)

KITA SVARBI INFORMACIJA

Toliau pateiktos simbolių ant buteliuko etiketės ir sulankstomos dėžutės reikšmės:



Gamintojas



Partijos žymėjimas



Laikytis naudojimo instrukcijos!



Nenaudoti, jei pakuotė pažeista



Laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje



Negalima naudoti injekcijoms!
Lengvai užsiliepsnojantis!



Gaminio numeris



Galioja iki



Sterilizuota aseptiniu metodu



Negalima naudoti antrą kartą!



Būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių

Gamintojas: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Viena – AT

Platintojas: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Viena – AT

CE 0123



Informacija pateikta: 2021 m. rugsėjo mėn.