

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ULTRASTOP pro med. šķīdums viena deva

Līdzeklis pret aizsvīdumu

ĪPAŠĪBAS

ULTRASTOP pro med. ir sterils līdzeklis pret aizsvīdumu medicīniskiem optiskajiem instrumentiem. ULTRASTOP pro med. uzticami aizsargā pret aizsvīšanu medicīnisko optisko instrumentu virsmas. Virsmaktīvo vielu īpašā kombinācija uz apstrādājamajām virsmām izveido dzidru un caurspīdīgu slāni. Šī īpaši plānā plēve nodrošina, ka tiek novērsta kondensāta tvaika izraisītu pilienu veidošanās un attiecīgi arī novērš virsmu aizsvīšanu.

SASTĀVDAĻAS

ULTRASTOP pro med. satur virsmaktīvo vielu kombināciju spirta un ūdens matricas struktūrā (etanol, attīrīts ūdens, < 5 % virsmaktīvas vielas). Viena deva satur 5 ml.

PIELIETOJUMA JOMAS

ULTRASTOP pro med. ir sterils līdzeklis pret aizsvīdumu medicīniskiem optiskajiem instrumentiem. ULTRASTOP „pro med.” ir īpaši piemērots:

- pielietojumam **strikti aseptiskā endoskopijā**, kas veicama ar sterilām ierīcēm dobajos orgānos un ķermeņa dobumos (piem., laparoskopijā, torakoskopijā, artroskopijā utt.), kā arī
- medicīniskajiem izmeklēšanas spoguļiem un optiskajiem instrumentiem (piemēram, balsenes un augšējās deguna daļas spoguļiem, stroboskopiem, zobārstniecības spoguļiem, kolonoskopiem u. c.

IZMANTOŠANAS NORĀDES

ULTRASTOP pro med. ir paredzēts lietošanai medicīnas darbiniekiem.

- **Strikti aseptisks pielietojums**

Uzplēsiet maisiņu par perforēto līniju; vajadzības gadījumā pudelīti tad var apstrādāt sterili. Nelietojiet pudelītes saturu, ja vāciņš ir bojāts. Tādā gadījumā, iespējams, vairs nav nodrošināta šķīduma sterilitāte. Tikai vienreizējai lietošanai! Izlietojiet visu pudelītes saturu uzreiz pēc atvēršanas!

- **Šķīduma uzklāšana**

Lietošana ar rokas iekārtām (piemēram, rokas endoskopiem utt.):

ULTRASTOP pro med. pudelīti atveriet, noskrūvējot vāciņu, un saturu uzpildiniet uz piemērota pamata. Rokas ierīces optiku viegli samitriniet, pagrozot labi samitrinātā sūklītī. Ļaujiet tam īsu brīdi iedarboties un pēc izgarošanas vajadzības gadījumā viegli noslaukiet ar sterilu bezplūksnu marli.

Lietošana ar iekārtām uz statīva, kas ir stingri piemontētas vai ar kurām grūti manevrēt:

ULTRASTOP pro med. Pudelīti atveriet, noskrūvējot vāciņu, un saturu uzpildiniet uz sterilas, bezplūksnu marles. Ar samitrināto marli kārtīgi samitriniet apstrādājamo virsmu. Ļaujiet tam īsu brīdi iedarboties un pēc izgarošanas vajadzības gadījumā viegli noslaukiet ar sterilu bezplūksnu marli.

Pareizi izmantojot, ULTRASTOP pro med. nesmērējas; tomēr, uzklājot pārāk biežā slānī, virsma var šķīst nedaudz duļķaina. Tādā gadījumā ieteicams notīrīt virsmu ar destilētu ūdeni vai sterilu marli, un atkārtoti apstrādāt virsmu, kā norādīts iepriekš.

- **Iedarbības ilgums un lietošanas daudzums**

Šķīduma iedarbības ilgums ir atkarīgs no izmantotajām iekārtām, izmeklējamā ķermeņa dobuma, lēcas notraipīšanas iespējām ar asinīm vai audiem, un tādēļ var būt ļoti atšķirīgs. Ievērojot iepriekš minētās izmantošanas norādes, šķīdumu var pielietot tik bieži, cik tas nepieciešams medicīniskās iekārtošanās/izmeklēšanas laikā.

ĪPAŠĀS NORĀDES DROŠAI IZMANTOŠANAI

ULTRASTOP pro med. ir piemērots izmantošanai uz stikla un plastmasas virsmām. Ja uz šiem materiāliem jau ir pārklājums vai šaubāties par materiāla noturību, lūdzu, vērsieties pie attiecīgā apstrādājamā priekšmeta ražotāja vai tirdzniecības pārstāvja.

BRĪDINĀJUMA NORĀDES

- Nav paredzēts injekcijām! Viegli uzliesmojošs!
- Sargāt no bērniem!

NORĀDĪJUMI PAR UZGLABĀŠANU

- Neglabāt temperatūrā, kas augstāka par 25 °C.
- Sargāt no gaismas!

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Atbilstoši uzglabājot, ULTRASTOP pro med. ir derīgs līdz datumam, kas norādīts uz kartona iepakojuma un uz etiķetes. Derīguma beigu termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Derīguma termiņš pēc atvēršanas:

Tikai vienreizējai lietošanai! Izlietojiet visu pudelītes saturu uzreiz pēc atvēršanas!

TIRDZNICĪBAS FORMAS

ULTRASTOP pro med. Šķīdums, 30 ml pudelīte ar caurduramu aizbāzni
ULTRASTOP pro med. Šķīduma viena deva: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. šķīduma viena deva (klīnisk)

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA

Uz pudeles etiķetes un uz salokāmās kastītes norādīto simbolu nozīme:



Ražotājs



Preces numurs



Partijas apzīmējums



Izlietot līdz



Ievērojiet lietošanas instrukciju!



Sterilizēts pēc aseptiskās metodes



Nelietot, ja bojāts iepakojums



Tikai vienreizējai lietošanai!



Neglabāt temperatūrā, kas augstāka par 25 °C



Sargāt no gaismas!



Nav paredzēts injekcijām! Viegli uzliesmojošs!

Ražotājs: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vīne – AT

Pārdošana: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Vīne – AT

Informācijas sniegšanas datums: 2021. gada septembris

CE 0123

STERILE A