

GEBRUIKSAANWIJZING

ULTRASTOP pro med. Oplossing monodosis**Anticondensmiddel****EIGENSCHAPPEN**

ULTRASTOP pro med. is een steriel anticondensmiddel voor medische optica.

ULTRASTOP pro med. voorkomt effectief het beslaan van oppervlakken bij medische optica. Oppervlakte-actieve stoffen in een speciale samenstelling vormen een heldere en transparante laag op behandelde oppervlakken. Deze zeer dunne film voorkomt druppelvorming en daardoor het beslaan van het oppervlak door gecondenseerde waterdamp.

BESTANDELEN

ULTRASTOP pro med. bevat een combinatie van oppervlakte-actieve stoffen in een alcohol-waterige matrix (ethanol, gezuiverd water, <5% oppervlakte-actieve stoffen).

Een monodosis bevat 5 ml.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

ULTRASTOP pro med. is een steriel anticondensmiddel voor medische optica. ULTRASTOP pro med. is met name geschikt voor:

- toepassing in **strikt aseptische endoscopie** die met steriele apparatuur moet worden uitgevoerd in holle organen en lichaamsholten (bijv. laparoscopieën, thoracoscopieën, artroscopieën, enz.) en
- spiegels en optica voor medisch onderzoek (bijv. strottenhoofd en epifaryngeale spiegels, stroboscopen, tandheelkundige spiegels, coloscopen, enz.)

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

ULTRASTOP pro med. is bestemd voor gebruik door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

- **Strikt aseptisch gebruik**

Scheur de verpakking bij de randperforatie open; zo nodig kan de flacon daarna steriel worden gehanteerd. Gebruik de inhoud van de flacon niet als de dop beschadigd is, omdat dan de steriliteit van de oplossing mogelijk niet meer gewaarborgd is.

Niet voor hergebruik! Geopende flacon onmiddellijk gebruiken!

- **Aanbrengen van de oplossing**

Gebruik met handapparatuur (zoals stroboscopen, handendoscopen, enz.):

Open de flacon ULTRASTOP pro med. door de dop eraf te draaien en druppel de inhoud op een geschikte ondergrond. Draai de optiek van het handtoestel grondig in de goed bevochtigde spons om het aan te brengen. Kort laten inwerken en, na verdamping, zo nodig voorzichtig uitwrijven met steriele, lintvrije gaasjes.

Toepassing voor staande toestellen die vast zijn gemonteerd of moeilijk te manoeuvreren zijn:

ULTRASTOP pro med. Open de flacon door de dop eraf te draaien en laat de inhoud op steriele, lintvrije gaasjes druppelen. Maak het te behandelen oppervlak goed nat met het bevochtigde gaasje. Kort laten inwerken en, na verdamping, zo nodig voorzichtig uitwrijven met steriele, lintvrije gaasjes.

ULTRASTOP pro med. loopt niet uit bij correct gebruik, maar als het te dik wordt aangebracht, kan het oppervlak er wat troebel uitzien. In dat geval wordt aanbevolen het oppervlak met gedestilleerd water of steriele gaasjes schoon te maken en opnieuw te behandelen zoals hierboven is aangegeven.

- **Hechtingsduur en aanbrenghoeveelheid**

De hechtingsduur kan sterk variëren, afhankelijk van de gebruikte hulpmiddelen, de behandelde lichaamsholtes, eventuele verontreiniging van de lens door bloed of weefsel. Aanbrengen van het middel kan zo vaak als nodig is tijdens de procedure/het onderzoek worden herhaald volgens de hierboven vermelde gebruiksinstructies.

SPECIALE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

ULTRASTOP pro med. is geschikt voor aanbrengen op glas en kunststoffen. Indien deze materialen reeds gecoat zijn of indien er twijfel bestaat over de bestendigheid van een materiaal, neem dan contact op met de desbetreffende fabrikant of leverancier van het te behandelen object.

WAARSCHUWINGEN

- Niet injecteren! Licht ontvlambaar!
- Buiten bereik van kinderen bewaren!

BEWAARVOORSCHRIFTEN

- Niet bewaren boven 25 °C.
- Beschermen tegen licht.

HOUDBAARHEID

ULTRASTOP pro med. is bij correct bewaren houdbaar tot de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking en het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de vermelde maand.

Houdbaarheid na opening:

Niet voor hergebruik! Geopende flacon onmiddellijk gebruiken!

VERPAKKINGSTYPEN

ULTRASTOP pro med. Oplossing, 30 ml injectieflacon

ULTRASTOP pro med. Oplossing monodosis: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Oplossing monodosis (kliniek)

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

De symbolen op de verpakking hebben de volgende betekenis:



Fabrikant



Artikelnummer



Productserie



Bruikbaar tot



De gebruiksaanwijzing opvolgen!



Gesteriliseerd in aseptische proces



Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is



Niet voor hergebruik!



Niet bewaren boven 25 °C



Beschermen tegen licht



Niet voor injectie! Licht ontvlambaar!

Fabrikant: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wenen – AT

Distributie: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wenen – AT

Versie van de informatie: september 2021

CE 0123

STERILE