

NAVODILA ZA UPORABO

ULTRASTOP pro med. Raztopina monodoza

Sredstvo proti zameglitvi

LASTNOSTI

ULTRASTOP pro med. je sterilno sredstvo proti zameglitvi za medicinske optike. ULTRASTOP pro med. zanesljivo preprečuje zameglitev površin medicinske optike. Površinsko aktivne snovi v posebni kombinaciji tvorijo jasno in prozorno plast na obdelanih površinah. Ta zelo tanek film preprečuje nastanek kapljic in s tem površinsko zameglitev zaradi kondenzirane vodne pare.

SESTAVINE

ULTRASTOP pro med. vsebuje kombinacijo površinsko aktivnih snovi v alkoholno-vodnem matriksu (etanol, prečiščena voda, < 5 % površinsko aktivnih snovi). Monodoza vsebuje 5 ml.

PODROČJA UPORABE

ULTRASTOP pro med. je sterilno sredstvo proti zameglitvi za medicinske optike. ULTRASTOP pro med. je posebej primeren za:

- uporabo na področju **strogo aseptične endoskopije**, ki jo je treba izvajati s sterilnimi napravami v votlih organih in telesnih votlinah (npr. laparoskopija, torakoskopija, artroskopija itd.), pa tudi za
- ogledala in optike za zdravniški pregled (npr. ogledala za grlo in epifarinks, stroboskopi, zobna ogledala, kolonoskopi itd.).

NAVODILA ZA UPORABO

ULTRASTOP pro med. je namenjen zdravstvenim delavcem.

- **Strogo aseptična uporaba**

Odprite vrečko pri robni perforaciji, po potrebi lahko z vialo ravnate sterilno. Vsebine steklenice ne uporabljajte, če je pokrov poškodovan, saj v tem primeru sterilnost raztopine morda ne bo več zagotovljena!

Ni za ponovno uporabo! Odprte stekleničke je treba takoj porabiti!

- **Nanos raztopine**

Uporaba z ročnimi napravami (kot so stroboskopi, ročni endoskopi itd.):

Odvijemo pokrovček stekleničke ULTRASTOP pro med. in vsebino nakapamo na primerno površino. Optiko ročne naprave temeljito obračamo v dobro navlaženi gobici. Pustite delovati za kratek čas in po izhlapevanju po potrebi nežno spolirajte s sterilno gazo, ki ne pušča vlaken.

Uporaba za pritrjene naprave, ki so stalno nameščene ali jih je težko upravljati:

Stekleničko ULTRASTOP pro med. odpremo tako, da odvijemo pokrovček. Vsebino nakapamo na sterilno gazo, ki ne pušča vlaken. Z navlaženo gazo temeljito navlažimo površino, ki jo želimo obdelati. Pustite delovati za kratek čas in po izhlapevanju po potrebi nežno spolirajte s sterilno gazo, ki ne pušča vlaken. ULTRASTOP pro med. se ob pravilni uporabi ne razmaže, če pa ga nanesete preveč na debelo, se lahko zdi, da je površina nekoliko motna. V tem primeru je priporočljivo površino očistiti z destilirano vodo ali sterilno gazo in jo ponovno obdelati, kot je opisano zgoraj.

- **Čas delovanja in uporabljena količina**

Čas delovanja se lahko zelo razlikuje glede na uporabljeno opremo, telesno votlino, ki se obravnava, in morebitno kontaminacijo leče s krvjo ali tkivom. Nanos lahko med postopkom/pregledom ponavljamo tolikokrat, kolikor je potrebno, ob upoštevanju zgoraj navedenih navodil za uporabo.

POSEBNI NAPOTKI ZA VARNO UPORABO

ULTRASTOP pro med. je primeren za uporabo na steklu in plastiki. Če so ti materiali že prevlečeni ali če dvomite o obstojnosti materiala, se obrnite na ustreznega proizvajalca ali prodajalca predmeta, ki ga je treba obdelati.

OPOZORILA

- Ni primerno za injiciranje! Rahlo vnetljivo!
- Hranimo nedosegljivo otrokom!

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

- Hranimo pri temperaturi do 25 °C.
- Zaščitimo pred svetlobo.

ROK UPORABNOSTI

ULTRASTOP pro med. je, če je pravilno shranjen, uporaben do roka uporabnosti, ki je naveden na kartonski škatli in nalepki. Datum poteka veljavnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Rok uporabnosti po prvi uporabi:

Ni za ponovno uporabo! Odprte stekleničke je treba takoj porabiti!

KOMERCIALNIH OBLIKAH

ULTRASTOP pro med. raztopina, 30-mililitrska viala

ULTRASTOP pro med. raztopina monodoza: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. raztopina monodoza (Clinic)

DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE

Simboli na etiketi steklenice in zložljivi škatli imajo naslednji pomen:



Proizvajalec



Številka izdelka



Upoštevajte navodila za uporabo!



Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.



Hranimo pri temperaturi do 25 °C lagern.



Ni za injiciranje! Rahlo vnetljivo!



Številka izdelka



Uporabno do



Sterilizirano z antiseptičnim postopkom



Ni za ponovno uporabo!



Potrebna je zaščita pred svetlobo.

Proizvajalec: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Dunaj – AT

CE 0123

Prodaja: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Dunaj – AT



Stanje informacij: september 2021