

NÁVOD NA POUŽITIE

ULTRASTOP pro med. Roztok jednodávkový

Prípravok proti zahmlievaniu

VLASTNOSTI

ULTRASTOP pro med. je prípravok proti zahmlievaniu na lekársku optiku.

ULTRASTOP pro med. spoľahlivo zabraňuje zahmlievaniu povrchov lekárskej optiky. Povrchovo aktívne látky v špeciálnej kombinácii tvoria na ošetrovaných povrchoch číru a priehľadnú vrstvu. Tento veľmi tenký film zabraňuje tvorbe kvapôčok a tým aj zahmlievaniu povrchu v dôsledku skondenzovanej vodnej pary.

ZLOŽKY

ULTRASTOP pro med. obsahuje kombináciu povrchovo aktívnych látok vo vodnom roztoku s alkoholom (etanol, čistená voda, < 5 % povrchovo aktívnych látok).

Jednodávkové množstvo obsahuje 5 ml.

OBLASTI POUŽITIA

ULTRASTOP pro med. je prípravok proti zahmlievaniu na lekársku optiku. ULTRASTOP pro med. je veľmi vhodný na:

- použitie v oblasti **silno aseptickéh endoskopie**, ktorá sa musí vykonávať pomocou sterilných pomôcok v dutých orgánoch a telesných dutinách (napr. laparoskopie, torakoskopie, artroskopie atď.), ako na
- lekárske vyšetrovacie zrkadlika a optické pomôcky (napr. zrkadlo na hrtan a nosohltan, stroboskopy, zubárske zrkadlá, kolonoskopy atď.)

NÁVOD NA POUŽITIE

ULTRASTOP pro med. je určený na použitie lekárske odborným personálom.

- **Silno aseptické použitie**

Vrecko roztrhnite v mieste perforovaného okraja, v prípade potreby je možné s fľaštičkou potom manipulovať sterilne. Obsah fľaštičky nepoužívajte, ak je poškodený uzáver, pretože v tomto prípade nie je možno sterilita roztoku zaručená!

Nepoužívať opakovane! Otvorenú fľaštičku okamžite spotrebujte!

- **Nanesenie roztoku**

Použitie na ručných pomôckach (ako napr. stroboskopy, ručné endoskopy atď.):

Na fľaštičke s prípravkom ULTRASTOP pro med. odkrúťte uzáver a otvorte ju a obsah nakvapkajte na vhodnú podložku. Optiku ručnej pomôcky na zmáčanie dôkladne utrite dostatočne navlhčenou hubkou. Nechajte krátko pôsobiť a po odparení prípadne jemne vyleštíte sterilnou gázou nepúšťajúcou vlákna.

Použitie na stacionárnych pomôckach, ktoré sú pevne namontované alebo len ťažko presúvateľné:

Na fľaštičke s prípravkom ULTRASTOP pro med. odkrúťte uzáver a otvorte ju a obsah nakvapkajte na sterilnú gázu, ktorá nepúšťa vlákna. Ošetrovaný povrch dôkladne zmáčajte navlhčenou gázou. Nechajte krátko pôsobiť a po odparení prípadne jemne vyleštíte sterilnou gázou nepúšťajúcou vlákna.

Pri správnom použití sa ULTRASTOP pro med. nerozmazáva, ale pri nanesení príliš hrubej vrstvy sa môže povrch zdať trochu matný. V tomto prípade sa odporúča vyčistiť povrch destilovanou vodou alebo sterilnou gázou a novou vrstvou roztoku podľa popisu vyššie.

- **Trvanie účinku a použité množstvo**

Účinok sa môže líšiť v závislosti od použitých pomôcok, ošetrovaných telesných dutín, prípadného znečistenia šošovky krvou alebo tkanivom. Použitie je možné pri dodržaní uvedeného návodu na použitie opakovať tak často, ako je počas zákroku/vyšetrovania potrebné.

MIMORIADNE POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Prípravok ULTRASTOP pro med. je vhodný na použitie na skle a plastoch. Ak sú tieto materiály už potiahnuté alebo ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom odolnosti materiálu, obráťte sa na príslušného výrobcu alebo predajcu ošetrovaného predmetu.

UPOZORNENIA

- Nie na vstrekovanie! Lahko zápalný!
- Skladujte mimo dosahu detí!

NÁVOD NA SKLADOVANIE

- Neskladujte pri teplote vyššej ako 25 °C.
- Chráňte pred svetlom.

TRVANLIVOSŤ

Prípravok ULTRASTOP pro med. sa pri správnom skladovaní musí spotrebovať do dátumu spotreby, ktorý je uvedený na skladacom kartóne a na etikete. Dátum spotreby sa vzťahuje na posledný deň uvedeného mesiaca.

Trvanlivosť po otvorení:

Nepoužívať opakovane! Otvorenú fľaštičku okamžite spotrebujte!

PREDÁVANÉ ALTERNATÍVY

ULTRASTOP pro med. Roztok, 30 ml prepichovacia fľaštička

ULTRASTOP pro med. Roztok jednodávkový: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Roztok jednodávkový (Clinic)

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Symbole uvedené na etikete na fľaštičke a skladacej škatuli majú nasledovný význam:



Výrobca



Číslo výrobku



Označenie šarže



Spotrebujte do



Riadte sa návodom na použitie!



Sterilizované aseptickým postupom



Pri poškodení obalu nepoužívať



Nepoužívať opakovane!



Neskladujte pri teplote vyššej ako 25 °C



Chráňte pred svetlom



Nie na vstrekovanie! Lahko zápalný!

Výrobca: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Viedeň – AT

CE 0123

Predaj: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Viedeň – AT

STERILE A

Stav informácií: september 2021