

BRUKSANVISNING

ULTRASTOP pro med. Lösning enkeldos

Imskyddsmedel

EGENSKAPER

ULTRASTOP pro med. är ett sterilt imskyddsmedel för optisk utrustning för medicinskt bruk. ULTRASTOP pro med. förhindrar att ytorna på optisk utrustning för medicinskt bruk immar igen. En speciell kombination av ytaktiva bildar ett klart och transparent skikt på de behandlade ytorna. Denna mycket tunna film motverkar droppbildning som leder till att ytan immas igen när vattenånga kondenseras.

INNEHÅLLSÄMNEN

ULTRASTOP pro med. innehåller en kombination av ytaktiva ämnen i en alkohol- och vattenhaltig matris (etanol, renat vatten, < 5 % ytaktiva ämnen). En enkeldos innehåller 5 ml.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

ULTRASTOP pro med. är ett sterilt imskyddsmedel för optisk utrustning för medicinskt bruk. ULTRASTOP pro med. lämpar sig särskilt för följande ändamål:

- Användning på **området för strikt aseptisk endoskopi** som måste utföras med steril utrustning i ihåliga organ och kroppshålor (t.ex. laparoskopi, thorakoskopi, artroskopi etc.).
- Användning på medicinska undersökningsspeglar och optisk utrustning (t.ex. larynx- och epifarynxspeglar, stroboskop, tandläkarspeglar, kolonoskop etc.).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ULTRASTOP pro med. ska användas av vårdpersonal.

- **Strikt aseptisk användning**

Riv upp påsen vid kantperforeringen, vid behov kan flaskan hanteras sterilt. Använd inte innehållet i flaskan om locket är skadat, eftersom lösningens sterilitet inte längre kan säkerställas.

Får ej återanvändas! Flaskor som öppnats ska förbrukas omedelbart.

- **Applicera lösningen**

Användning på handhållna enheter (t.ex. stroboskop, handendoskop eller liknande):

Öppna flaskan med ULTRASTOP pro med. genom att skruva av locket och droppa innehållet på lämpligt underlag. Vrid den handhållna enhetens optiska utrustning ordentligt i den fuktade svampen så att utrustningen fuktas helt. Låt verka en kort stund, låt avdunsta och polera vid behov försiktigt med steril, luddfri gasväv.

Användning på stående enheter som är fast monterade eller svåra att manövrera:

ULTRASTOP pro med. Öppna flaskan genom att skruva av locket och droppa innehållet på steril, luddfri gasväv. Fukta den yta som ska behandlas ordentligt med den fuktade gasväven. Låt verka en kort stund, låt avdunsta och polera vid behov försiktigt med steril, luddfri gasväv.

ULTRASTOP pro med. fettar inte vid korrekt användning men om den appliceras för tjockt kan ytan verka något grumlig. I detta fall rekommenderar vi att ytan rengörs med destillerat vatten eller steril gasväv och att en ny behandling utförs enligt beskrivningen ovan.

- **Vidhäftningstid och appliceringsmängd**

Vidhäftningstiden kan variera kraftigt beroende på vilka enheter som används, på den behandlade kroppshålan samt på eventuell kontaminering av linsen med blod eller vävnad. Behandlingen kan upprepas så ofta som nödvändigt under ingreppet/undersökningen, i enlighet med ovanstående instruktioner.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

ULTRASTOP pro med. lämpar sig för användning på glas och plast. Om dessa material är belagda eller om du är osäker på ett materials beständighet, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren till den produkt som ska behandlas.

VARNINGAR

- Får ej injiceras! Lättantändligt!
- Förvaras oåtkomligt för barn!

LAGRINGSINFORMATION

- Lagras vid högst 25 °C.
- Ljusskydd krävs.

HÅLLBARHET

ULTRASTOP pro med. kan användas fram till det utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten när den förvaras på rätt sätt. Utgångsdatumet avser den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet när förpackningen brutits:

Får ej återanvändas! Flaskor som öppnats ska förbrukas omedelbart!

HANDELSFORMER

ULTRASTOP pro med. Lösning, 30 ml injektionsflaska

ULTRASTOP pro med. Lösning enkeldos: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Lösning enkeldos (Clinic)

ANNAN VIKTIG INFORMATION

Symbolerna på flasketiketten och vinklådan har följande betydelse:



Tillverkare



Artikelnummer



Batchnamn



Bäst före



Beakta bruksanvisningen!



Steriliserad med aseptisk metod



Använd inte om förpackningen är skadad



Får ej återanvändas!



Lagras vid högst 25 °C



Ljusskydd krävs



Får ej injiceras! Lättantändligt!

Tillverkare: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT

CE 0123

Distribution: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wien – AT



Senast uppdaterat: september 2021