

NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRASTOP pro med. Roztok

PŘÍPRAVEK PROTI ZAMLŽOVÁNÍ

VLASTNOSTI

ULTRASTOP pro med. je sterilní přípravek proti zamlžování pro lékařské účely. ULTRASTOP pro med. spolehlivě zabraňuje mlžení povrchů lékařské optiky. Povrchově aktivní látky ve speciální kombinaci tvoří na ošetřeném povrchu čírou a průhlednou vrstvu. Tento velmi tenký film zabraňuje tvorbě kapiček a tím zamlžení povrchu kondenzovanou vodní párou.

SLOŽENÍ

ULTRASTOP pro med. obsahuje kombinaci povrchově aktivních látek ve vodném roztoku s alkoholem (etanol, filtrovaná voda, < 5 % povrchově aktivních látek).

OBLASTI POUŽITÍ

ULTRASTOP pro med. je sterilní prostředek proti mlžení pro lékařskou optiku. ULTRASTOP pro med. je obzvláště vhodný pro:

- Použití v oblasti **přísně aseptické endoskopie**, která se musí provádět se sterilními přístroji v dutých orgánech a tělesných dutinách (laparoskopie, thorakoskopie, arthroskopie, atd.), a pro
- lékařské vyšetřovací zrcátka a optiku (např. ORL zrcátko, stroboskop, zubařské zrcátko, koloskop, atd.).

POKYNY PRO POUŽITÍ

ULTRASTOP pro med. je určen pro použití kvalifikovanými lékařskými pracovníky.

• Přísně aseptické použití

Nepoužívejte obsah láhve, pokud je před prvním odběrem poškozený ochranný kroužek kolem pryžové zátky, protože v tomto případě již nemusí být zaručena sterilita roztoku!

• Odběr roztoku

Před a po každém použití dezinfikujte hliníkovou krytku a pryžovou zátku (bez obsahu latexu) alkoholovým dezinfekčním prostředkem. Pro odběr použijte pouze sterilní injekční stříkačky. Nenechávejte jehly zastrčené v pryžové zátku! Po sterilním odběru musíte obsah spotřebovat do 4 týdnů. Dodržujte pokyny pro skladování!

Alternativně můžete roztok odebrat po otevření pryžové zátky. K tomuto účelu odstraňte hliníkový ochranný kroužek kolem pryžové zátky. Otevření a odstranění hliníkové krytky musíte provést opatrně, abyste zabránili nebezpečí pořezání ruky!

Pokud jste ULTRASTOP pro med. odebrali tímto způsobem, roztok okamžitě použijte a zbylý roztok zlikvidujte.

• Nanášení roztoku

Malé množství ULTRASTOP pro med. naneste buď přímo nebo pomocí sterilní gázy navlhčené ULTRASTOP pro med. na dezinfikovaný nebo sterilizovaný a suchý povrch a stejnoměrně rozetřete. Nechejte krátce působit a po odpaření popřípadě mírně otřete sterilní gázou bez vláken.

ULTRASTOP pro med. se při správném použití nerozmazává, ale pokud je nanesen v příliš silné vrstvě, může se povrch jevit trochu zakalený. V tomto případě doporučujeme povrch vyčistit destilovanou vodou nebo sterilní gázou a provést nové ošetření, jak je popsáno výše.

• Doba účinku a použité množství

Doba účinku se může značně měnit podle použitých přístrojů, ošetřovaných tělesných dutin, případného znečištění čoček krví nebo tkáněmi. Použití se může opakovat tak často, jak je v průběhu zásahu/vyšetření potřeba, přičemž je nutno dodržovat výše uvedený návod k použití.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

ULTRASTOP pro med. je určen pro použití na skle a plastech. Pokud jsou tyto materiály již pokryty nějakou vrstvou nebo máte pochybnosti o odolnosti materiálu, obraťte se na příslušného výrobce nebo prodejce ošetřovaného předmětu.

VAROVÁNÍ

- Není určeno pro injekce! Snadno se vznítí!
- Udržujte mimo dosah dětí!

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ

- Neskladujte při teplotě nad 25 C.
- Vyžaduje ochranu proti světlu.
- Lahvičku skladujte ve vzpřímené poloze.

TRVANLIVOST

ULTRASTOP pro med. má při správném skladování trvanlivost do data uvedeného na skládacím kartonu a etiketě. Datum trvanlivosti se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.

Trvanlivost po otevření:

Po sterilním odběru musíte obsah láhve spotřebovat do 4 týdnů. Dodržujte pokyny pro skladování! Pokud jste otevřeli pryžovou zátku, musíte roztok ihned spotřebovat a zbylý roztok zlikvidovat.

PRODEJNICH VARIANTÁCH

ULTRASTOP pro med. Roztok, láhev 30 ml k propíchnutí

ULTRASTOP pro med. Ampule roztoku: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Ampule roztoku (Clinic)

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Symbody uvedené na etiketě láhve a skládací krabici mají tento význam:



Výrobce



Označení šarže



Dodržujte návod k použití!



Při poškozeném balení nepoužívat



Neskladovat při teplotě nad 25°C



Číslo položky



Použitelnost do



Sterilizováno aseptickým postupem



Není určeno pro injekce! Snadno se vznítí!



Vyžaduje ochranu proti světlu

Výrobce: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vídeň – AT

Distributor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Vídeň – AT

Stav informace: září 2021

CE 0123

STERILE A