

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ULTRASTOP pro med. oldat

Páramentesítő szer

TULAJDONSÁGOK

Az ULTRASTOP pro med. steril páramentesítő szer orvosi optikai eszközökhöz.

Az ULTRASTOP pro med. megbízhatóan megakadályozza az orvosi optikai eszközök párasodását. A felületaktív anyagok speciális kombinációja tiszta és átlátszó réteget képez a kezelt felületeken. Ez a nagyon vékony filmréteg megakadályozza a cseppképződést és ezáltal gátolja a lecsapódó vízgőz okozta párasodást a felületeken.

ÖSSZETÉTEL

Az ULTRASTOP pro med. felületaktív anyagok kombinációját tartalmazza alkoholos-vizes mátrixban (etanol, tisztított víz, < 5% felületaktív anyag).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az ULTRASTOP pro med. steril páramentesítő szer orvosi optikai eszközökhöz. Az ULTRASTOP pro med. különösen alkalmas az alábbi célokra:

- **szigorúan aszeptikus endoszkópia** során, amelyet steril eszközökkel kell végrehajtani üreges szervekben és testüregekben (például laparoszkópia, torakoszkópia, artroszkópia stb.), valamint
- orvosi vizsgálatútkrök és optikai eszközök (például gége- és epypharynx tükrök, stroboszkópok, fogorvosi tükrök, koloszkópok stb.).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az ULTRASTOP pro med. egészségügyi szakdolgozók általi használatra készült.

• Szigorúan aszeptikus használat

Ne használja a palack tartalmát, ha az első használat előtt a gumidugó körüli védőgyűrű már sérült, mert ebben az esetben előfordulhat, hogy az oldat már nem steril!

• Oldat vételezése

Fertőtlenítsen az alumínium sapkát és a (latexmentes) gumidugót minden használat előtt és után alkoholos fertőtlenítőszerrel. A vételezéshez csak steril fecskendőket használjon. Ne hagyja a tűt a gumidugóban! Steril vételezés után a palack tartalmát 4 héten belül fel kell használni. Tartsa be a tárolási tudnivalókat! A gumidugó kinyitásával is vételezhet oldatot. Ehhez távolítsa el a gumidugó körüli alumínium védőgyűrűt. Az alumínium sapkát óvatosan kell kinyitni és eltávolítani, nehogy vágási sérülést okozzon a kézen. Az ULTRASTOP pro med. fenti módon történő vételezésekor azonnal használja fel az oldatot, és dobja el az oldat fel nem használt maradvékát.

• Az oldat felvitele

Vigyen fel kis mennyiségű ULTRASTOP pro med. oldatot közvetlenül vagy ULTRASTOP pro med. szerrel megnedvesített gézlappal a fertőtlenített, illetve sterilizált és száraz felületre, és oszlassa szét egyenletesen. Hagyja rövid ideig hatni, majd elpárolgás után esetleg polírozza utána finoman steril, nem foszló gézlappal.

Az ULTRASTOP pro med. helyes alkalmazás esetén nem hagy nyomot, de ha túl vastagon viszik fel a felületre, akkor kissé homályosnak tűnhet. Ebben az esetben ajánlott a felületet desztillált vízzel vagy steril gézlappal megtisztítani, és a fent leírtak szerint újra kezelni.

• Tapadási időtartam és felhasználási mennyiség

A tapadási időtartam a felhasznált eszközöktől, a kezelt testüregektől, a lencse vérrrel vagy szövetrel való esetleges szennyeződésétől függően nagyban változhat. Az alkalmazás a fenti alkalmazási tudnivalók betartásával a beavatkozás/vizsgálat alatt szükséges gyakorisággal ismételtető.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Az ULTRASTOP pro med. üvegen és műanyagban alkalmazható. Ha az anyagok már bevonattal vannak ellátva, vagy az anyag kompatibilitása kétséges, akkor forduljon a kezelni kívánt tárgyak mindenkori gyártójához vagy forgalmazójához.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Nem injekcióhoz való! Tűzveszélyes!
- Gyermekektől elzárt helyen tárolandó!

TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

- Ne tárolja 25 °C feletti hőmérsékleten.
- Fényvédett helyen tárolandó.
- A palackot álló helyzetben kell tárolni.

ELTARTHATÓSÁG

Az ULTRASTOP pro med. előírászerű tárolás esetén a kartondobozon és a címkén feltüntetett lejárati dátumig eltartható. A lejárati dátum a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Felbontás utáni eltarthatóság:

Steril vételezést követően a palack tartalmát 4 héten belül fel kell használni. Tartsa be a tárolási utasításokat!

Ha kinyitotta a gumidugót, akkor az oldatot azonnal fel kell használni, és a fel nem használt maradvék oldatot el kell dobni.

KERESKEDELMI KISZERELÉSEK

ULTRASTOP pro med. Oldat, 30 ml-es injekciós üveg

ULTRASTOP pro med. Egyadagos oldat: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Egyadagos oldat (klinikai)

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

A palack címkéjén és a kartondobozon feltüntetett szimbólumok jelentése:



Gyártó



Cikkszám



Tételmegnevezés



Felhasználható



Vegye figyelembe a használati utasítást!



Aszeptikus eljárásokkal sterilizálva



Ha a csomagolás sérült, ne használja



Nem injekcióhoz való!
Tűzveszélyes!



Ne tárolja 25 °C feletti hőmérsékleten



Fényvédett helyen tárolandó

Gyártó: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Bécs – AT

Forgalmazó: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Bécs – AT

A információ állapota: 2021. Szeptember

CE 0123

