

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ULTRASTOP pro med. šķīdums

Līdzeklis pret aizsvīdumu

ĪPAŠĪBAS

ULTRASTOP pro med. ir sterils līdzeklis pret aizsvīdumu medicīniskiem optiskajiem instrumentiem. ULTRASTOP pro med. uzticami aizsargā pret aizsvīšanu medicīnisko optisko instrumentu virsmas. Virsmaktīvo vielu īpašā kombinācija uz apstrādājamajām virsmām izveido dzidru un caurspīdīgu slāni. Šī īpaši plānā plēve nodrošina, ka tiek novērsta kondensāta tvaika izraisītu pilienu veidošanās un attiecīgi arī novērš virsmu aizsvīšanu.

SASTĀVDAĻAS

ULTRASTOP pro med. satur virsmaktīvo vielu kombināciju spirta un ūdens matricas struktūrā (etanol, atīrīts ūdens, < 5 % virsmaktīvas vielas).

PIELIETOJUMA JOMAS

ULTRASTOP pro med. ir sterils līdzeklis pret aizsvīdumu medicīniskiem optiskajiem instrumentiem. ULTRASTOP „pro med.“ ir īpaši piemērots:

- pielietojumam **strikti aseptiskā endoskopijā**, kas veicama ar sterilām ierīcēm dobajos orgānos un ķermeņa dobumos (piem., laparoskopijā, torakoskopijā, artroskopijā utt.), kā arī
- medicīniskajiem izmeklēšanas spoguļiem un optiskajiem instrumentiem (piemēram, balsenes un augšējās deguna daļas spoguļiem, stroboskopiem, zobārstniecības spoguļiem, kolonoskopiem u. c.).

IZMANTOŠANAS NORĀDES

ULTRASTOP pro med. ir paredzēts lietošanai medicīnas darbiniekiem.

• Strikti aseptisks pielietojums

Nelietojiet pudeles saturu, ja pirms pirmreizējās lietošanas aizsarggredzens ap gumijas aizbāzni ir bojāts, jo tādā gadījumā, iespējams, vairs nav nodrošināta šķīduma sterilitāte.

• Šķīduma izņemšana

Pirms un pēc katras lietošanas dezinficējiet alumīnija vāciņu un gumijas aizbāzni (nesatur lateksu) ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli. Šķīduma izņemšanai izmantojiet tikai sterilas šļirces. Neatstājiet šļirces adatu gumijas aizbāznī! Pēc sterilas šķīduma izņemšanas pudeles saturs jāizlieto 4 nedēļu laikā. Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus!

Alternatīvi šķīdumu var izņemt arī, atverot gumijas aizbāzni. Lai to varētu izdarīt, ņemiet ap gumijas aizbāzni esošo alumīnija aizsarggredzenu. Alumīnija vāciņš uzmanīgi jāatver un jānoņem, lai izvairītos no roku iegriezumu riska!

Ja ULTRASTOP pro med. ir paņemts tādā veidā, izlietojiet šķīdumu uzreiz un neizmetiet atlikušās šķīduma paliekas.

• Šķīduma uzklāšana

Nelielu daudzumu ULTRASTOP pro med. tieši vai, izmantojot ar ULTRASTOP pro med. samitrinātu sterilu marli, vienmērīgi uzklājiet uz dezinficētas vai sterilizētas virsmas. Ļaujiet tam īsu brīdi iedarboties un pēc izgarošanas vajadzības gadījumā viegli noslaukiet ar sterilu bezplūksnu marli. Pareizi izmantojot, ULTRASTOP pro med. nesmērējas; tomēr, uzklājot pārāk biežā slānī, virsma var šķīst nedaudz duļķaina. Tādā gadījumā ieteicams notīrīt virsmu ar destilētu ūdeni vai sterilu marli, un atkārtoti apstrādāt virsmu, kā norādīts iepriekš.

• Iedarbības ilgums un lietošanas daudzums

Šķīduma iedarbības ilgums ir atkarīgs no izmantotajām iekārtām, izmeklējamā ķermeņa dabuma, lēcas notraipīšanas iespējām ar asinīm vai audiem, un tādēļ var būt ļoti atšķirīgs. Ievērojot iepriekš minētās izmantošanas norādes, šķīdumu var pielietot tik bieži, cik tas nepieciešams medicīniskās iejaukšanās/izmeklējuma laikā.

ĪPAŠS NORĀDES DROŠAI IZMANTOŠANAI

ULTRASTOP pro med. ir piemērots izmantošanai uz stikla un plastmasas virsmām. Ja uz šiem materiāliem jau ir pārklājums vai šaubāties par materiāla noturību, lūdzu, vērsieties pie attiecīgā apstrādājamā priekšmeta ražotāja vai tirdzniecības pārstāvja.

BRĪDINĀJUMA NORĀDES

- Nav paredzēts injekcijām! Viegli uzliesmojošs!
- Sargāt no bērniem!

NORĀDĪJUMI PAR UZGLABĀŠANU

- Neglabāt temperatūrā, kas augstāka par 25 °C.
- Sargāt no gaismas!
- Pudeli glabāt, novietotu vertikāli.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Atbilstoši uzglabājot, ULTRASTOP pro med. ir derīgs līdz datumam, kas norādīts uz kartona iepakojuma un uz etiķetes. Derīguma beigu termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Derīguma termiņš pēc atvēršanas:

Pēc sterilas šķīduma izņemšanas pudeles saturs jāizlieto 4 nedēļu laikā. Ievērojiet norādījumus par uzglabāšanu!

Ja bijis atvērts gumijas aizbāznis, šķīdums jāizlieto uzreiz, bet neizlietotās šķīduma paliekas ir jāizmet.

TIRDZNICĪBAS FORMAS

ULTRASTOP pro med. Šķīdums, 30 ml pudelīte ar caurduramu aizbāzni

ULTRASTOP pro med. Šķīduma viena deva: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. šķīduma viena deva (klīnisks)

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA

Uz pudeles etiķetes un uz salokāmās kastītes norādīto simbolu nozīme:



Ražotājs



Preces numurs



Partijas apzīmējums



Izlieto līdz



Ievērojiet lietošanas instrukciju!



Sterilizēts pēc aseptiskās metodes



Nelietot, ja bojāts iepakojums



Nav paredzēts injekcijām! Viegli uzliesmojošs!



Neglabāt temperatūrā, kas augstāka par 25 °C



Sargāt no gaismas!

Ražotājs: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vīne – AT

Pārdošana: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Vīne – AT

Informācijas sniegšanas datums: 2021. gada septembris

CE 0123

