

GEBRUIKSAANWIJZING

ULTRASTOP pro med. Oplossing

Anticondensmiddel

EIGENSCHAPPEN

ULTRASTOP pro med. is een steriel anticondensmiddel voor medische optica. ULTRASTOP pro med. voorkomt effectief het beslaan van oppervlakken bij medische optica. Oppervlakte-actieve stoffen in een speciale samenstelling vormen een heldere en transparante laag op behandelde oppervlakken. Deze zeer dunne film voorkomt druppelvorming en daardoor het beslaan van het oppervlak door gecondenseerde waterdamp.

BESTANDELEN

ULTRASTOP pro med. bevat een combinatie van oppervlakte-actieve stoffen in een alcohol-waterige matrix (ethanol, gezuiverd water, <5% oppervlakte-actieve stoffen).

TOEPASSINGSGEBIEDEN

ULTRASTOP pro med. is een steriel anticondensmiddel voor medische optica. ULTRASTOP pro med. is met name geschikt voor:

- toepassing in **strikt aseptische endoscopie** die met steriele apparatuur moet worden uitgevoerd in holle organen en lichaamsholten (bijv. laparoscopieën, thoracoscopieën, artroscopieën, enz.) en
- spiegels en optica voor medisch onderzoek (bijv. strottenhoofd en epifaryngeale spiegels, stroboscopen, tandheelkundige spiegels, coloscopen, enz.).

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

ULTRASTOP pro med. is bestemd voor gebruik door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

- **Strikt aseptisch gebruik**

Gebruik de inhoud van de flacon niet als vóór het eerste gebruik de veiligheidsring rond de rubberstop beschadigd is, omdat dan de steriliteit van de oplossing mogelijk niet meer gewaarborgd is!

- **Onttrekking van de oplossing**

Ontsmet de aluminium dop en de rubberstop (latexvrij) met een ontsmettingsmiddel op alcoholbasis voor en na elk gebruik. Gebruik alleen steriele injectiespuiten voor de onttrekking. Laat de naald niet in de rubberstop steken! Na steriele onttrekking moet de inhoud binnen 4 weken worden opgebruikt. De bewaarvoorschriften opvolgen!

U kunt de oplossing er ook uithalen door de rubberstop te openen. Verwijder hiertoe de aluminium ring rond de rubberstop. De aluminium dop moet voorzichtig worden geopend en verwijderd om het risico van handletsel te vermijden!

Als ULTRASTOP pro med. op deze manier eruit wordt gehaald, dan moet de oplossing onmiddellijk worden gebruikt en de ongebruikte vloeistof worden weggegooid.

- **Aanbrengen van de oplossing**

Breng een kleine hoeveelheid ULTRASTOP pro med. rechtstreeks of met behulp van een met ULTRASTOP pro med. bevochtigd steriel gaasje aan op het ontsmette of gesteriliseerde en droge oppervlak en verdeel het gelijkmatig. Kort laten inwerken en, na verdamping, zo nodig voorzichtig uitwrijven met steriele, lintvrije gaasjes.

ULTRASTOP pro med. loopt niet uit bij correct gebruik, maar als het te dik wordt aangebracht, kan het oppervlak er wat troebel uitzien. In dat geval wordt aanbevolen het oppervlak met gedestilleerd water of steriele gaasjes schoon te maken en opnieuw te behandelen zoals hierboven is aangegeven.

- **Hechtingsduur en aanbrenghoeveelheid**

De hechtingsduur kan sterk variëren, afhankelijk van de gebruikte hulpmiddelen, de behandelde lichaamsholtes, eventuele verontreiniging van de lens door bloed of weefsel. Aanbrengen van het middel kan zo vaak als nodig is tijdens de procedure/het onderzoek worden herhaald volgens de hierboven vermelde gebruiksinstructies.

SPECIALE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

ULTRASTOP pro med. is geschikt voor aanbrengen op glas en kunststoffen. Indien deze materialen reeds gecoat zijn of indien er twijfel bestaat over de bestendigheid van een materiaal, neem dan contact op met de desbetreffende fabrikant of leverancier van het te behandelen object.

WAARSCHUWINGEN

- Niet injecteren! Licht ontvlambaar!
- Buiten bereik van kinderen bewaren!

BEWAAARVOORSCHRIFTEN

- Niet bewaren boven 25 °C.
- Beschermen tegen licht.
- Bewaar de flacon rechtop.

HOUDBAARHEID

ULTRASTOP pro med. is bij correct bewaren houdbaar tot de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking en het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de vermelde maand.

Houdbaarheid na opening:

Na steriele onttrekking moet de flaconinhoud binnen 4 weken worden opgebruikt. Bewaarvoorschriften opvolgen!

Als de rubberstop is geopend, moet de oplossing onmiddellijk worden gebruikt en moet de ongebruikte vloeistof worden weggegooid.

VERPAKKINGSTYPEN

ULTRASTOP pro med. Oplossing, 30 ml injectieflacon

ULTRASTOP pro med. Oplossing monodosis: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Oplossing monodosis (kliniek)

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

De symbolen op het etiket van de flacon en op de verpakking hebben de volgende betekenis:

	Fabrikant		Artikelnummer
	Productserie		Bruikbaar tot
	De gebruiksaanwijzing opvolgen!		Gesteriliseerd in aseptische proces
	Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is		Niet voor injectie! Licht ontvlambaar!
	Niet bewaren boven 25 °C		Beschermen tegen licht

Fabrikant: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wenen – AT

Distributie: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wenen – AT

Versie van de informatie: september 2021

CE 0123

STERILE A

USTP-0030-BP-12