

NÁVOD NA POUŽITIE

ULTRASTOP pro med. Roztok

Prípravok proti zahmlievaniu

VLASTNOSTI

ULTRASTOP pro med. je prípravok proti zahmlievaniu na lekársku optiku. ULTRASTOP pro med. spoľahlivo zabraňuje zahmlievaniu povrchov lekárskej optiky. Povrchovo aktívne látky v špeciálnej kombinácii tvoria na ošetrovaných povrchoch čiru a priehľadnú vrstvu. Tento veľmi tenký film zabraňuje tvorbe kvapôčok a tým aj zahmlievaniu povrchu v dôsledku skondenovanej vodnej pary.

ZLOŽKY

ULTRASTOP pro med. obsahuje kombináciu povrchovo aktívnych látok vo vodnom roztoku s alkoholom (etanol, čistená voda, < 5 % povrchovo aktívnych látok).

OBLASTI POUŽITIA

ULTRASTOP pro med. je prípravok proti zahmlievaniu na lekársku optiku. ULTRASTOP pro med. je veľmi vhodný na:

- použitie v oblasti **silno aseptickkej endoskopie**, ktorá sa musí vykonávať pomocou sterilných pomôcok v dutých orgánoch a telesných dutinách (napr. laparoskopie, torakoskopie, artroskopie atď.), ako na
- lekárske vyšetřovacie zrkadielko a optické pomôcky (napr. zrkadlo na hrtan a nosohltn, stroboskopy, zubárske zrkadlá, kolonoskopy atď.).

NÁVOD NA POUŽITIE

ULTRASTOP pro med. je určený na použitie lekárske odborným personálom.

• Silno aseptické použitie

Obsah fľaštičky nepoužívajte, ak je pred prvým odobratím poškodený ochranný krúžok okolo gumovej zátky, pretože sterilita roztoku už nemusí byť v tomto prípade zaručená!

• Odobratie roztoku

Hliníkový uzáver a gumovú zátku (bez obsahu latexu) dezinfikujte pred a po každom použití alkoholickým dezinfekčným prostriedkom. Na odber používajte len sterilné striekačky. Nedovoľte, aby sa ihla zasunula do gumovej zátky! Po sterilnom odbere sa musí obsah spotrebovať do 4 týždňov. Dodržujte návod na skladovanie!

Prípadne môžete roztok odobrať po otvorení gumovej zátky. Za týmto účelom odstráňte hliníkový ochranný krúžok okolo gumovej zátky. Hliníkový uzáver otvárajte a odoberajte opatrne, aby ste predišli riziku porezania ruky!

Ak sa prípravok ULTRASTOP pro med. použil týmto spôsobom, roztok ihneď použite a nepoužitý zvyšok roztoku vyhodte.

• Naniesenie roztoku

Malé množstvo prípravku ULTRASTOP pro med. naneste buď priamo alebo pomocou sterilnej gázy navlhčenej roztokom ULTRASTOP pro med. na dezinfikovaný alebo sterilizovaný a suchý povrch a rovnomerne ho rozotrite. Nechajte krátko pôsobiť a po odparení prípadne jemne vyleštíte sterilnou gázou nepúšťajúcou vlákna.

Pri správnom použití sa ULTRASTOP pro med. nerozmasťuje, ale pri nanosení príliš hrubej vrstvy sa môže povrch zdať trochu matný. V tomto prípade sa odporúča vyčistiť povrch destilovanou vodou alebo sterilnou gázou a novou vrstvou roztoku podľa popisu vyššie.

• Trvanie účinku a použité množstvo

Účinok sa môže líšiť v závislosti od použitých pomôcok, ošetrovaných telesných dutín, prípadného znečistenia šošovky krvou alebo tkanivom. Použitie je možné pri dodržaní uvedeného návodu na použitie opakovať tak často, ako je počas zákroku/vyšetřenia potrebné.

MIMORIADNE POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Prípravok ULTRASTOP pro med. je vhodný na použitie na skle a plastoch. Ak sú tieto materiály už potiahnuté alebo ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom odolnosti materiálu, obráťte sa na príslušného výrobcu alebo predajcu ošetrovaného predmetu.

UPOZORNENIA

- Nie na vstrekovanie! Lahko zápalný!
- Skladujte mimo dosahu detí!

NÁVOD NA SKLADOVANIE

- Neskladujte pri teplote vyššej ako 25 °C.
- Chráňte pred svetlom.
- Fľaštičku skladujte vertikálne.

TRVANLIVOSŤ

Prípravok ULTRASTOP pro med. sa pri správnom skladovaní musí spotrebovať do dátumu spotreby, ktorý je uvedený na skladacom kartóne a na etikete. Dátum spotreby sa vzťahuje na posledný deň uvedeného mesiaca.

Trvanlivosť po otvorení:

Po sterilnom odbere obsahu fľaštičky sa musí obsah spotrebovať do 4 týždňov. Dodržte návod na skladovanie!

Po otvorení gumovej zátky je potrebné roztok okamžite použiť a nepoužitý zvyšok roztoku zlikvidovať.

PREDÁVANÉ ALTERNATÍVY

ULTRASTOP pro med. Roztok, 30 ml prepichovacia fľaštička

ULTRASTOP pro med. Roztok jednodávkový: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Roztok jednodávkový (Clinic)

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Symbody uvedené na etikete na fľaštičke a skladacej škatuli majú nasledovný význam:



Výrobca



Označenie šarže



Riadte sa návodom na použitie!



Pri poškodení obalu nepoužívať



Neskladujte pri teplote vyššej ako 25 °C



Číslo výrobku



Spotrebuje do



Sterilizované aseptickým postupom



Nie na vstrekovanie! Lahko zápalný!



Chráňte pred svetlom

Výrobca: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Viedeň – AT

Distribútor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Viedeň - AT

Stav informácií: september 2021

CE 0123

