

NAVODILA ZA UPORABO

ULTRASTOP pro med. raztopina

Sredstvo proti zameglitvi

LASTNOSTI

ULTRASTOP pro med. je sterilno sredstvo proti zameglitvi za medicinske optike. ULTRASTOP pro med. zanesljivo preprečuje zameglitev površin medicinske optike. Površinsko aktivne snovi v posebni kombinaciji tvorijo jasno in prozorno plast na obdelanih površinah. Ta zelo tanek film preprečuje nastanek kapljic in s tem površinsko zameglitev zaradi kondenzirane vodne pare.

SESTAVINE

ULTRASTOP pro med. vsebuje kombinacijo površinsko aktivnih snovi v alkoholno-vodnem matriksu (etanol, prečiščena voda, < 5 % površinsko aktivnih snovi).

PODROČJA UPORABE

ULTRASTOP pro med. je sterilno sredstvo proti zameglitvi za medicinske optike. ULTRASTOP pro med. je posebej primeren za:

- uporabo na področju **strogo aseptične endoskopije**, ki jo je treba izvajati s sterilnimi napravami v votlih organih in telesnih votlinah (npr. laparoskopija, torakoskopija, artroskopija itd.), pa tudi za
- ogledala in optike za zdravniški pregled (npr. ogledala za grlo in epifarinks, stroboskopi, zobna ogledala, kolonoskopi itd.).

NAVODILA ZA UPORABO

ULTRASTOP pro med. je namenjen zdravstvenim delavcem.

• Strogo aseptična uporaba

Vsebine steklenice ne uporabljajte, če je zaščitni obroč okoli gumijastega zamaška poškodovan, preden ga prvič odstranite, saj v tem primeru sterilnost raztopine morda ne bo več zagotovljena!

• Odvzem raztopine

Pred vsako uporabo in po njej razkužite aluminijast pokrovček in gumijast zamašek (brez lateksa) z alkoholnim razkužilom. Za odvzem uporabljajte samo sterilne brizgalke. Igle ne puščajte v gumijastem zamašku! Po sterilnem odvzemu je treba vsebino porabiti v štirih tednih. Upoštevajte navodila za hrambo!

Druga možnost je, da raztopino odvezmete tako, da odprete gumijast zamašek. V ta namen odstranite zaščitni aluminijast obroč okoli gumijastega zamaška. Aluminijast pokrov je treba previdno odpreti in odstraniti, da se izognete nevarnosti ureznin roke!

Če je bil ULTRASTOP pro med. odvzet na ta način, takoj uporabite raztopino in zavržite vse ostanke raztopine, ki niso bili odvzeti.

• Nanos raztopine

Majhno količino raztopine ULTRASTOP pro med. nanesite neposredno ali s pomočjo sterilne gaze, prepojene z ULTRASTOP pro med., na razkuženo ali sterilizirano in suho površino in enakomerno porazdelite. Pustite delovati za kratek čas in po izhlapevanju po potrebi nežno spolirajte s sterilno gazo, ki ne pušča vlaken.

ULTRASTOP pro med. se ob pravilni uporabi ne razmaže, če pa ga nanesete preveč na debelo, se lahko zdi, da je površina nekoliko motna. V tem primeru je priporočljivo površino očistiti z destilirano vodo ali sterilno gazo in jo ponovno obdelati, kot je opisano zgoraj.

• Čas delovanja in uporabljena količina

Čas delovanja se lahko zelo razlikuje glede na uporabljeno opremo, telesno votlino, ki se obravnava, in morebitno kontaminacijo leče s krvjo ali tkivom. Nanos lahko med postopkom/pregledom ponavljamo tolikokrat, kolikor je potrebno, ob upoštevanju zgoraj navedenih navodil za uporabo.

POSEBNI NAPOTKI ZA VARNO UPORABO

ULTRASTOP pro med. je primeren za uporabo na steklu in plastiki. Če so ti materiali že prevlečeni ali če dvomite o obstojnosti materiala, se obrnite na ustreznega proizvajalca ali prodajalca predmeta, ki ga je treba obdelati.

OPOZORILA

- Ni primerno za injiciranje! Rahlo vnetljivo!
- Hranimo nedosegljivo otrokom!

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

- Hranimo pri temperaturi do 25 °C.
- Zaščitimo pred svetlobo.
- Steklenice naj stojijo pokončno.

ROK UPORABNOSTI

ULTRASTOP pro med. je, če je pravilno shranjen, uporaben do roka uporabnosti, ki je naveden na kartonski škatli in nalepki. Datum poteka veljavnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Rok uporabnosti po prvi uporabi:

Po sterilnem odvzemu je treba vsebino porabiti v štirih tednih. Upoštevajte navodila za shranjevanje! Če ste odprli gumijast zamašek, morate raztopino takoj porabiti in zavreči vse ostanke raztopine, ki niso bili odvzeti.

KOMERCIALNO PAKIRANJE

ULTRASTOP pro med. raztopina, 30-mililitrska viala
ULTRASTOP pro med. raztopina monodoza: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. raztopina monodoza (Clinic)

DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE

Simboli na etiketi steklenice in zložljivi škatli imajo naslednji pomen:



Proizvajalec



Številka izdelka



Serijska številka



Uporabno do



Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.



Sterilizirano z antiseptičnim postopkom



Upoštevajte navodila za uporabo!



Ni za injiciranje! Rahlo vnetljivo!



Hranimo pri temperaturi do 25 °C.



Potrebna je zaščita pred svetlobo.

Proizvajalec: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Dunaj – AT

CE 0123

Prodaja: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Dunaj – AT

Stanje informacij: september 2021

