

## BRUKSANVISNING

# ULTRASTOP pro med. Lösning

## Imskyddsmedel

### EGENSKAPER

ULTRASTOP pro med. är ett sterilt imskyddsmedel för optisk utrustning för medicinskt bruk. ULTRASTOP pro med. förhindrar att ytorna på optisk utrustning för medicinskt bruk immar igen. En speciell kombination av ytaktiva bildar ett klart och transparent skikt på de behandlade ytorna. Denna mycket tunna film motverkar droppbildning som leder till att ytan immas igen när vattenånga kondenseras.

### INNEHÅLLSÄMNINGEN

ULTRASTOP pro med. innehåller en kombination av ytaktiva ämnen i en alkohol- och vattenhaltig matris (etanol, renat vatten, < 5 % ytaktiva ämnen).

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

ULTRASTOP pro med. är ett sterilt imskyddsmedel för optisk utrustning för medicinskt bruk. ULTRASTOP pro med. lämpar sig särskilt för följande ändamål:

- Användning på **området för strikt aseptisk endoskopi** som måste utföras med steril utrustning i ihåliga organ och kroppshålor (t.ex. laparoskopi, thorakoskopi, artroskopi etc.).
- Användning på medicinska undersökningspeglar och optisk utrustning (t.ex. larynx- och epifarynxspeglar, stroboskop, tandläkarspeglar, kolonoskop etc.).

### ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ULTRASTOP pro med. ska användas av vårdpersonal.

- **Strikt aseptisk användning**

Använd inte innehållet i flaskan om skyddsringen runt gummiproppen är skadad före den första användningen, eftersom lösningens sterilitet inte längre kan säkerställas.

- **Ta upp lösningen**

Desinficera aluminiumlocket och gummiproppen (latexfri) med ett alkoholhaltigt desinfektionsmedel före och efter varje användning. Använd endast sterila sprutor för att ta upp lösning. Lämna inte kvar nålen i gummiproppen! Efter steril upptagning av lösningen måste innehållet förbrukas inom 4 veckor. Beakta lagringsinformationen.

Alternativt kan du ta ut lösningen genom att öppna gummiproppen. Detta gör du genom att ta bort aluminiumskyddsringen runt gummiproppen. Öppna och ta bort aluminiumlocket försiktigt för att undvika skador på händerna!

Om ULTRASTOP pro med. har tagits ut på detta sätt ska lösningen användas omedelbart och eventuella rester av lösning kasseras.

- **Applicera lösningen**

Applicera en liten mängd ULTRASTOP pro med. antingen direkt eller med hjälp av en steril gasväv fuktad med ULTRASTOP pro med. på den desinficerade eller steriliserade och torra ytan och fördela jämnt. Låt verka en kort stund, låt avdunsta och polera vid behov försiktigt med steril, luddfri gasväv.

ULTRASTOP pro med. fettar inte vid korrekt användning men om den appliceras för tjockt kan ytan verka något grumlig. I detta fall rekommenderar vi att ytan rengörs med destillerat vatten eller steril gasväv och att en ny behandling utförs enligt beskrivningen ovan.

- **Vidhäftningstid och appliceringsmängd**

Vidhäftningstiden kan variera kraftigt beroende på vilka enheter som används, på den behandlade kroppshålan samt på eventuell kontaminering av linsen med blod eller vävnad. Behandlingen kan upprepas så ofta som nödvändigt under ingreppet/undersökningen, i enlighet med ovanstående instruktioner.

### SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

ULTRASTOP pro med. lämpar sig för användning på glas och plast. Om dessa material är belagda eller om du är osäker på ett materials beständighet, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren till den produkt som ska behandlas.

### VARNINGAR

- Får ej injiceras! Lättantändligt!
- Förvaras oåtkomligt för barn!

### LAGRINGSINFORMATION

- Lagras vid högst 25 °C.
- Ljusskydd krävs.
- Förvara flaskan upprätt.

### HÅLLBARHET

ULTRASTOP pro med. kan användas fram till det utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten när den förvaras på rätt sätt. Utgångsdatumet avser den sista dagen i angiven månad.

*Hållbarhet när förpackningen brutits:*

Efter steril upptagning av flaskans innehåll måste innehållet förbrukas inom 4 veckor. Beakta lagringsinformationen!

Om gummiproppen har öppnats måste lösningen förbrukas omedelbart och eventuella rester av lösningen måste kasseras.

### HANDELSFORMER

**ULTRASTOP pro med.** Lösning, 30 ml injektionsflaska

**ULTRASTOP pro med.** Lösning enkeldos: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Lösning enkeldos (Clinic)

### ANNAN VIKTIG INFORMATION

Symbolerna på flasketiketten och vinklådan har följande betydelse:



Tillverkare



Artikelnummer



Batchnamn



Bäst före



Beakta bruksanvisningen!



Steriliserad med aseptisk metod



Använd inte om förpackningen är skadad



Får ej injiceras! Lättantändligt!



Lagras vid högst 25 °C



Ljusskydd krävs

**Tillverkare:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH, LeystraÙe 129, 1200 Wien – AT

**Distribution:** SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wien – AT

Senast uppdaterat: september 2021

CE 0123



USTP-0030-BP-12